

## **A-CERUMEN**

### **Raztopina za ušesno higieno, 10 x 2 ml**

#### **KAKŠNA JE VLOGA UŠESNEGA MASLA**

Ušesno maslo varuje uho pred okužbami, prahom in tujki. Vzdržuje naravno mikrobnno floro na površini kože zunanjega sluhovoda. Prav tako maže bobnič, ki bi sicer postal trd in tog. S tem omogoči dober prenos zvoka.

#### **ZAKAJ JE HIGIENA UŠES TAKO POMEMBNA**

V normalnih razmerah se ušesno maslo pomika proti zunanjemu delu sluhovoda, zahvaljujoč gibanju, ki ga povzroča žvečenje. Vsaka okvara v tem procesu vodi h kopičenju ušesnega masla. Posledica tega so zamaški, ki povzročajo slabšo slišnost, šumenje v ušesih, vrtoglavico ...

Uporaba raztopine za ušesno higieno A-cerumen pripomore k ohranjanju čistosti zunanjega sluhovoda in preprečuje nastanek ušesnih zamaškov.

#### **KAJ JE A-CERUMEN**

A-cerumen je raztopina za ušesno higieno na osnovi površinsko aktivnih sestavin. Priporočen je za uporabo pri otrocih starosti nad 6 mesecev in pri odraslih.

- Pri redni uporabi odstranjuje ostanke ušesnega masla in preprečuje nastanek zamaškov.
- Raztaplja zamaške iz ušesnega masla.

#### **KAKO DELUJE A-CERUMEN**

A-cerumen navlaži in raztopi zamaške iz suhega čvrstega ušesnega masla. Po odstranitvi zamaška se ponovno vzpostavi naravno izločanje ušesnega masla, ki ščiti sluhovod.

#### **PAKIRANJE**

10 x 2 ml v plastenkah za enkratno uporabo

#### **SESTAVA**

Površinsko aktivni snovi rastlinskega izvora (natrijev acil sarkozinat in sladkorni ester), sredstvo za vzdrževanje vlage, podlaga (do 100 %).

Ne vsebuje konzervansov. Sestavine naravnega izvora.

#### **UPORABA**

Za redno higieno: uporabite 2-krat na teden.

Pri ušesnih zamaških: uporabite zjutraj in zvečer 3 do 4 dni zapored.

#### **NAVODILA ZA UPORABO**

- 1. Nagnite glavo na stran.**
- 2. V izpostavljeno uho kanite polovico vsebine plastenke.**
- 3. Zmasirajte predel za ušesno mečico.**
- 4. Vzravajte glavo in obrišite odvečno raztopino, ki izteče po uporabi izdelka.**

#### **OPOZORILO**

Vsebino plastenke porabite v 24 urah po prvem odprtju plastenke. Ne uporabljajte, če je plastenka poškodovana.

Ne shranjujte v hladilniku.

Shranjujte pri temperaturi od 10 do 40 °C.

Ne uporabljajte po izteku roka uporabe, navedenega na embalaži.

#### **PREVIDNOSTNI UKREPI**

Konice plastenke ne namestite pregloboko v sluhovod, da ga ne poškodujete.

Pripomočka ne uporabljajte pri osebah s predrtim bobničem, pri ušesnih okužbah ali pri vstavljenih ušesnih cevkah. Pri bolečinah v ušesih se posvetujte z zdravnikom.

Pazite, da ne pride v stik z očmi.

Ni primerno za uživanje.

**SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM!**

**Proizvajalec:** Laboratoires GILBERT, 928 Avenue du Général de Gaulle, 14200 Hérouville Saint-Clair, Francija

**Uvoznik:** DR. GORKIČ d.o.o., Obrtniška 11, 1370 Logatec, Slovenija

Zadnja sprememba: 07/12

GIL-606662-N-ver1



Leto: 2004

