

Hipertonična raztopina morske vode

Physiodose je sterilna raztopina, shranjena v plastenkah za enkratno uporabo.

Hipertonična raztopina morske vode

Physiodose je naravno bogata z mineralnimi solmi in elementi v sledovih in je namenjena dojenčkom (z izjemo nedonošenčkov), otrokom in odraslim za čiščenje in odmašitev zamašenih nosnih poti, posebno ob prehladu.

Mehansko delovanje hipertonične raztopine morske vode olajša odstranitev nosne sluzi.

Čiščenje nosu pripomore k ponovni vzpostavitvi zaščitnega delovanja nosne sluznice in zagotavlja optimalno respiratorno funkcijo.

SESTAVA

100% sterilna hipertonična raztopina morske vode (ustreza 22 g soli/l)

PAKIRANJE

Škatlica z 18 plastenkami za enkratno uporabo po 5 ml

INDIKACIJE

Hipertonična raztopina morske vode **PHYSIODOSE** je priporočena:

- za čiščenje nosnih poti
- za odmašitev zamašenega nosu
- kot dopolnilna terapija pri boleznih nosu, ušes in grla

ODMERJANJE

Uporabite po potrebi, 1- do 3-krat na dan (v vsako nosnico).

NAVODILO ZA UPORABO

Oblika platenke za enkratno uporabo omogoča enostavno in varno uporabo izdelka.

Priporočeno je, da je dojenček pred uporabo izdelka v ležečem položaju. Če izdelek uporabljate pri otroku, naj ta v sedečem ali stoječem položaju nagne glavo na stran.

Odtrgajte posamezno plastenko, da jo ločite od preostalih. Za odprtje platenke zavrtite pokrovček.

Konico odprte platenke pazljivo vstavite v nosnico in plastenko nežno stisnite.

Postopek ponovite pri drugi nosnici.

Dvignite glavo, da sluz izteče, nato obrišite odvečno raztopino (dojenček) ali izpihajte nos (otroci in odrasli).

NEŽELENI UČINKI

Na začetku uporabe se lahko pojavi občutek ščemenja ali prehodnega draženja.

PREVIDNOSTNI UKREPI

Dojenčku raztopino nakapajte v nosnico nežno, da se izognete možnosti okužbe srednjega ušesa.

OPOZORILA

Izdelka ne uporabljajte, če ste preobčutljivi za morsko vodo. Ne uporabljajte pri nedonošenčkih.

SHRANJEVANJE

Plastenke s sterilno hipertonično raztopino **Physiodose** so namenjene za enkratno uporabo.

Ne uporabljajte odprte ali poškodovane plastenke za enkratno uporabo zaradi možnosti bakterijske okužbe.

Ne uporabljajte po izteku roka uporabe, navedenega na plastenki.

SHRANJUJTE NEDOSEGLJIVO OTROKOM.

ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO:

DR. GORKIČ d.o.o., Obrtniška 11, 1370 LOGATEC

 **Laboratoires GILBERT**
Laboratoires Gilbert,
928, Avenue du Général de Gaulle,
14200 HEROUVILLE SAINT-CLAIR, FRANCIJA



Leto: 1999



Ni za injiciranje.

