

TONIMER lab:

PANTHEXYL

HIPERTONIČNO NOSNO PRŠILO

100MI

Sterilna hipertonična raztopina z morsko vodo, ki odstrani in utekočini sluzi v nosnih poteh. Namenjeno je odraslim in otrokom v primeru prehladov z dodatnimi bakterijskimi okužbami, kot je pri vnetju nosne sluznice in žrela (rinofaringitis) ter sinusov, preprečuje akutno vnetje srednjega ušesa, ki lahko nastane zaradi povečane tvorbe sluzi ter za uporabo po operaciji sinusov. Obogaten je s ksilitolom in pantenolom, čisti, ščiti, blaži, vlaži in pomirja sluznico ter izboljšuje dihanje.

Način uporabe:

1. Po odstranitvi zaščitnega pokrovčka, lahko odrasli in otroci, ki so sposobni samostojne uporabe pršila, Tonimer uporabljajo v kateremkoli položaju. Najbolje je, da se nagnete nad umivalnik, glava naj bo nagnjena postrani. Pršilni nastavek vstavite v nosnico, ki je v višjem položaju in pritisnite na pršilnik. Postopek ponovite z drugo nosnico (slika 1). 2. Majhnega otroka položite na bok, vstavite pršilni nastavek v zgornjo nosnico in pritisnite na pršilnik. Nato otroka položite na drugi bok in postopek ponovite (slika 2). 3. Nastavek pršilnika po vsaki uporabi obrišite in posušite ter pršilo ponovno zaprite z zaščitnim pokrovčkom.

Pogostost uporabe: 1x dnevno pri otrocih med 1. in 3. letom starosti; 2x dnevno dan pri otrocih med 3. in 6. letom starosti; 3x dnevno pri otrocih nad 6. letom starosti in odrasli; ali po nasvetu zdravnika.

Opozorilo: Izdelka ne uporabljajte drugače, kot je tu navedeno. V primeru preobčutljivosti na sestavine, ne uporabljajte izdelka. V primeru neželenih učinkov, prenehajte z uporabo in se posvetujte z zdravnikom. Če proizvodi pride v oči, sperite temeljito z vodo.

Pozor: če pršilo zaide v oči, oko izperite z vodo. Hraniti zunaj dosega otrok. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano. Ne preluknjajte ali sežigajte niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljati temperaturam nad 50° C/122° F.

Sestavine: voda, ksilitol, pantenol, izotonična raztopina morske vode, mlečna kislina.

Potisni plin: zrak. Brez konzervansov. Ni nevaren za ozonsko plast.

Rok uporabe je naveden na embalaži.

Proizvajalec: Istituto Ganassini di Riche Biochimiche, Milano, Italija.

Dobavitelj: Pharmagea d.o.o., na Delavska c. 24, 4208 Šenčur, www.pharmagea.com