

# AQUA<sup>®</sup> MARIS Baby

100% naravno pršilo za nos



Izotonična morska voda bogata s solmi in oligoelementi izpira bakterije, viruse ter nečistoče iz otrokovega nosu.

## Sestava

Raztopina vsebuje morsko vodo bogato s solmi in oligoelementi. V raztopini prisotni oligoelementi imajo pomembno vlogo pri vzdrževanju normalne funkcije nosne sluznice kar omogoča prehodnost zgornjih dihalnih poti.

Brez konzervansov.

## Pakiranje

50 ml raztopine v vsebniku z mikro razpršilko, ki je posebno prilagojena otroškemu nosku.

150 ml raztopine v vsebniku z mikro razpršilko, ki je posebno prilagojena otroškemu nosku.

## Namen

Dihanje skozi nos je edini pravilni način dihanja. Pravilno dihanje je pomembno za otrokovo rast in razvoj. Zato je potrebno paziti na otrokovo nosno higieno že od rojstva dalje. Suh nos, nakopičena nečistoča, izločki ali otečena sluznica zmanjšujejo prehodnost nosu in v otroku izzovejo nemir, jokavost in razdražljivost ter s tem onemogočajo mirno spanje in hranjenje. Zamašen nos med prehladom ali alergijo lahko vpliva na zdravje celotnega dihalnega sistema.

Morska voda bogata s solmi in oligoelementi blagodejno deluje na nosno sluznico ter podpira naravne mehanizme njenega čiščenja.

## Kdaj in kako uporabljati Aqua Maris® Baby pršilo za nos?

Aqua Maris® Baby s posebnim aplikatorjem prilagojenem nosnicam novorojenčkov, olajša odstranjevanje nakopičenih nosnih izločkov, odstranjuje infektivne delce, prah, alergene in nečistoče. Na ta način odmaši otroški nasek, istočasno ga navlaži in obnovi nosno sluznico.

Aqua Maris® Baby pršilo za nos priporočamo:

- za vsakodnevno higieno nosu,
- pred dojenjem ali hranjenjem po steklenički,
- med prehladom in alergijami,
- kot pomoč pri vnetju ušes ob terapiji, ki jo predpiše zdravnik,
- pri suhosti nosne sluznice, ki je posledica bivanja v klimatiziranih ali ogrevanih prostorih,
- pred uporabo zdravil ( kapljic ali pršil) za nos.

Raspršite Aqua Maris® Baby pršilo za nos u vsako nosnico 2-6 krat dnevno, po potrebi tudi pogosteje.

Po uporabi aplikator izperite in ga osušite. Za mehčanje in odstranjevanje večjih količin nečistoč in nosnih izločkov iz nosne votline, je potrebno Aqua Maris® Baby obilno razpršiti v vsako nosnico. Postopek lahko ponavljate dokler se vsebina dovolj ne zmehča, da jo lahko odstranite iz nosu.

Ker Aqua Maris® Baby podpira fiziološko stanje sluznice in nima sistemskih učinkov, je primeren od otrokovega rojstva dalje. Primeren je za vsakodnevno uporabo.

Zaradi higienskih razlogov naj vsak proizvod uporablja le ena oseba.

## Opozorilo

Zunanji vsebnik je napolnjen z inertnim plinom (dušikom), ki ne prihaja v stik z morsko vodo. Posoda je pod tlakom: lahko eksplodira pri segrevanju. Hraniti ločeno od vročine/isker/odprtega ognja/vročih površin. -Kajenje prepovedano. Posoda je pod tlakom: ne preluknjajte ali sežigajte je niti, ko je prazna. Zaščititi pred sončno svetlobo. Ne izpostavljajte temperaturam nad 50°C/122°F.

Hraniti zunaj dosega otrok.

Ne uporabljajte proizvoda po izteku roka uporabnosti.

## Proizvajalec

JGL d.d, Svilno 20, 51000 Reka, Hrvaška



## Datum revizije navodil za uporabo:

November 2017

## Pojasnilo oznak na proizvodu



Pred uporabo preberite etiketo



Proizvajalec



Serija



Rok uporabnosti



CE oznaka



Poskusite tudi ostale proizvode linije Aqua Maris®.  
Aqua Maris®. Okrepite čute.

IME PROIZVODA	NAMEN	SESTAVA
<b>Aqua Maris® Baby</b> kapljice za nos	Vlaži in čisti nos. Primeren od prvega otrokovega dneva dalje.	Izotonična morska voda.
<b>Aqua Maris® Baby</b> pršilo za nos	Odmaši nos in izpira nečistoče, bakterije in viruse iz otroškega nosu.	Izotonična morska voda.
<b>Aqua Maris® Classic</b> pršilo za nos	Vlaži in čisti nos.	Izotonična morska voda.
<b>Aqua Maris® Refresh</b> pršilo za nos	Osveži, ščiti in čisti nos.	Morska voda s hidrolati smilja in lavande.
<b>Aqua Maris® Plus</b> pršilo za nos	Regenerira nosno sluznico.	Morska voda z dekspantenolom.
<b>Aqua Maris® 4 Allergy</b> pršilo za nos	Lajša znake alergije.	Ektoin® 2% z morsko soljo
<b>Aqua Maris® Strong</b> pršilo za nos	Naravno odmaši nos.	Hipertonična morska voda.
<b>Aqua Maris® Propolis</b>	Pomaga umiriti razdraženo in vneto grlo ter zmanjšuje draženje ustne votline.	Morska voda z ekstraktom propolisa.
<b>Aqua Maris® Talasoterapija</b> sistem za izpiranje nosu in sinusov	Izpiranje nosne votline in sinusov z raztopino, ki vsebuje naravno morsko sol obogateno z eteričnimi olji mediteranskih rastlin z blagodejnim delovanjem	Posodica za izpiranje s 30 vrečkami naravne morske soli brez dodatkov, obogatene z eteričnimi olji mirte in laškega smilja.
<b>Aqua Maris® Talasoterapija</b> morska sol z eteričnimi olji mirte in smilja	Morska sol iz Jadranksega morja, ki se uporablja z <b>Aqua Maris® Talasoterapijo</b> , sistemom za izpiranje nosu in sinusov	30 vrečk naravne morske soli brez dodatkov, obogatene z eteričnimi olji mirte in laškega smilja.