

CERUMENOL GALEX

medicinski pripomoček

Pred uporabo CERUMENOL GALEX natančno preberite navodilo, ker vsebuje za vas pomembne podatke!

Izdelek morate uporabljati pazljivo in skrbno, da vam bo kar najbolj koristil.

- Navodilo shranite. Morda ga boste želeli ponovno prebrati.
- Posvetujte se z zdravnikom ali farmacevtom, če potrebujete dodatne informacije ali nasvet.
- Če opazite katerikoli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

SESTAVA

1 g raztopine vsebuje 21,67 mg natrijevega karbonata monohidrata (Natrii carbonas monohydricus)

Pomožne snovi: glicerol, prečiščena voda

VSEBINA

10 ml

KAJ JE CERUMENOL GALEX IN ZA KAJ GA UPORABLJAMO

CERUMENOL GALEX je medicinski pripomoček, ki vsebuje raztopino natrijevega karbonata. Natrijev karbonat ima blago kavstično delovanje, mehča in raztaplja ušesno maslo (cerumen).

CERUMENOL GALEX uporabljamo za učinkovito raztapljanje zamaškov iz ušesnega masla, za preprečevanje njihovega nastanka ter redno higieno ušes.

Ušesno maslo ali cerumen je normalno prisotno v vsakem sluhovodu in v normalnih okoliščinah čisti in varuje uho. Cerumen je rumenkast izloček, je netopen v vodi, na zraku pa se sčasoma strdi. Praviloma se iz sluhovoda izloča sam. Težave se pojavijo, kadar je izločanje ušesnega masla prekomerno ali njegovo odstranjevanje nezadostno ali nepravilno. Več težav lahko nastopi poleti, ker je pogostejše kopanje, plavanje in potapljanje. Voda tako zaide v ušesa, zaradi česar lahko ušesno maslo nabrekne in zamaši sluhovod.

KAJ MORATE VEDETI, PREDEN BOSTE UPORABILI CERUMENOL GALEX

CERUMENOL GALEX ne smete uporabljati pri znani preobčutljivosti za katerokoli sestavino izdelka, pri prdrtem bobniču in pri ušesnih okužbah ter vnetjih.

KAKO UPORABLJATI CERUMENOL GALEX

Plastenko pred uporabo pretresite in ogrejte na primerno temperaturo, do 40 °C. Najbolje je, da plastenko potopite v toplo vodo. Glavo nagnite na stran, uhelj nežno povlecite nazaj in navzgor in počasi vkaplajte 5-10 kapljic v uho. Bazo uhlja nežno zmasirajte, da se kapljice porazdelijo. Pustite delovati nekaj minut, nato glavo zrvnjajte, da raztopina in izločki iztečejo in obrišite uho. Postopek lahko ponovite do 3 krat na dan.

V kolikor se kljub uporabi raztopine CERUMENOL GALEX ušesno maslo ni izločilo je potreben pregled pri zdravniku, ki se običajno odloči za izpiranje ušes. Če ste predhodno uporabljali raztopino CERUMENOL GALEX, bo izpiranje lažje in učinkovitejše.

MOŽNI NEŽELENI UČINKI

Neželeni učinki niso znani.

Če opazite katerikoli neželeni učinek, se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

SHRANJEVANJE

Izdelek shranjujte nedosegljivo otrokom!

Izdelek shranjujte pri temperaturi do 25 °C.

Izdelka ne smete uporabljati po datumu izteka roka uporabnosti, ki je naveden na ovojnini.

PROIZVAJALEC IN DISTRIBUTER

GALEX, d.d., Tišinska ulica 29g, Murska Sobota

Slovenija

Datum izdaje navodila:

1.10.2018

