

## PROCULIN® TEARS ADVANCE

KAPLJICE ZA OKO Z 0,4 % NATRIJEVEGA HIALURONATA IN VODNIMI DESTILATI

10 ml večodmerna plastenka, brez konzervansov

Kapljice za oko z obnovitvenim in zaščitnim delovanjem

### KAPLJICE ZA OKO Z 0,4 % NATRIJEVEGA HIALURONATA IN VODNIMI DESTILATI

so sterilna raztopina brez konzervansov s fiziološkim pH. Vsebujejo natrijev hialuronat in vodne destilate ginka (Ginkgo biloba), borovnice, navadnega komarčka in gotu kole (Centella asiatica). Raztopina je shranjena v 10 ml večodmerni plastenki.

Natrijev hialuronat zagotavlja izdelku mukozno-mimetične in viskozno-elastične lastnosti, ki izboljšajo stabilnost solznega filma in ohranjajo očesno površino navlaženo in zaščiteno. Poleg tega lahko polimer zadržuje vodo ter hkrati vzajemno deluje z očesnim epitelijem. Raztopina ohranja očesno površino navlaženo ter poveča stabilnost solzne plasti roženice, ki ščiti površino pred okoljskimi dejavniki.

Natrijev hialuronat z vlažilnimi in zaščitnimi lastnostmi blaži občutek vzdraženih, suhih in pekočih oči, občutek tujka v očeh, ki je posledica okoljskih pojavov (veter, sonce, dim) ali učinka klimatskih naprav, dolgotrajne uporabe računalnika, očesnih operacij in uporabe kontaktnih leč.

Vodni destilat ginka (Ginkgo biloba) zmanjšuje utrujenost in pordelost oči in očesne sluznice. Skupaj z vodnim destilatoma gotu kole (Centella asiatica) blaži občutek vzdraženih oči.

Vodni destilat borovnice lajša težave utrujenih oči in deluje kot zaščita pred dejavniki okolja.

Vodni izvleček navadnega komarčka lajša pekoč občutek, skupaj z vodnim destilatoma borovnice pa na oči deluje obnovitveno.

Vodni destilati ginka (Ginkgo biloba), borovnice, navadnega komarčka in gotu kole (Centella asiatica) na oči delujejo pomirjujoče, osvežujoče in obnovitveno.

Prisotni natrijev klorid in snovi za uravnavanje kislosti/bazičnosti (borova kislina in natrijev tetraborat dekahidrat) zagotavljajo fiziološke lastnosti raztopine.

**KAPLJICE ZA OKO Z 0,4 % NATRIJEVEGA HIALURONATA IN VODNIMI DESTILATI** vlažijo in osvežijo oči ter začasno omilijo pekoč in dražeč občutek ter nelagodje zaradi suhega očesa. Kapljice za oko se lahko uporabljajo kot zaščita pred nadaljnjim draženjem.

**KAPLJICE ZA OKO NA OSNOVI 0,4 % NATRIJEVEGA HIALURONATA IN VODNIMI DESTILATI** lahko uporabljajo tudi uporabniki kontaktnih leč, brez predhodne odstranitve leč.

### UPORABA

Kapljice za oko se uporabljajo za osvežitev, pomirjanje in vlaženje suhih oči v primerih draženja očesa oziroma očesne sluznice zaradi okoljskih pojavov (veter, sonce, dim, onesnaževanje) ali učinka klimatskih naprav, prekomerne utrujenosti oči, dolgotrajne uporabe računalnika, očesnih operacij ter pri sindromu suhega očesa in uporabi kontaktnih leč.

### NAVODILA ZA UPORABO

Primerne tudi za uporabnike kontaktnih leč.

- Pred prvo uporabo odstranite varovalko in odstranite zaščitni pokrovček.
- V vsako oko kanite 1–2 kapljici.
- Po uporabi plastenko dobro zaprite. Vsebino izdelka porabite v 6 mesecih po prvem odprtju, neporabljeno vsebino zavrzite.
- Kapljice za oko lahko uporabljate večkrat dnevno, po potrebi oziroma po navodilu zdravnika.
- Po predhodnem posvetu z zdravnikom, so kapljice za oko primerne tudi za otroke.

## SESTAVA

Natrijev hialuronat, vodni destilat ginka (Ginko biloba), vodni destilat borovnice, vodni destilat navadnega komarčka, vodni destilat gotu kole (Centella Asiatica), borova kislina, natrijev tetraborat, natrijev klorid, voda za injekcije.

Brez konzervansov.

## OPOZORILA IN PREVIDNOSTNI UKREPI

- Izdelek je namenjen le vkapavanju v oči.
- Izdelka ne uporabljajte, če je večodmerna plastenka poškodovana ali nepravilno zaprta ob prvem odprtju.
- Priporočamo, da en izdelek uporablja vedno ista oseba.
- Med uporabo se s konico za odmerjanje ne dotikajte očesa ali katere koli očesne površine.
- Izdelka ne uporabljajte, če ste alergični na katero izmed sestavin.
- V primeru neželenih učinkov, prekinite z uporabo izdelka in se posvetujte z zdravnikom.
- Izdelka ne uporabljajte po izteku roka uporabe, ki je naveden na zunanji ovojnini in večodmerni plastenki.
- Izdelek shranjujte nedosegljivo otrokom.
- Izdelek je uporaben 6 mesecev po odprtju, ne uporabljeno vsebino zavržite.

## NEŽELENI UČINKI

Do danes ni bilo poročil o neželenih učinkih.

## PAKIRANJE

Večodmerna plastenka vsebuje 10 ml sterilne raztopine. Raztopina ne vsebuje konzervansov.

## SHRANJEVANJE

Shranjujte pri temperaturi do 30 °C.

## ROK UPORABE

Rok trajanja pred prvim odprtjem: 36 mesecev od datuma proizvodnje.

Rok uporabe je naveden na zunanji ovojnini in večodmerni plastenki.

Izdelek je uporaben 6 mesecev po odprtju, ne uporabljeno vsebino zavržite.



ALKALOID AD SKOPJE  
Bul. Aleksandar Makedonski 12  
1000 Skopje, Republic of Macedonia



ALKALOID-INT d.o.o.  
Šlandrova ul. 4,  
1231 Ljubljana – Črnuče, Slovenija

Datum zadnje spremembe: Marec, 2018.

