



# Hyperoil®

Medicinski pripomoček lhb  
 Izključno za uporabo na koži

## Uporaba

Hyperoil® je dodatek, ki pomaga pri regeneraciji in celjenju akutenih in kroničnih poškodb kože (različne vrste površinskih in globokih poškodb in sprememb, vključno s kožnimi mazi, odrgninami, herpes labialis, hemoroidi, abscesi, okuženimi aknami, ekcemi, urtikarijami, glivičnimi obolenji, onihomikoza, vnetjem zunanega slušnega voda, atletski mazi nogami, bradavicami, srbenjem na intimnih mestih, ozeblinami, piki insektov, razjedami v ustih, opeklinami, vraščenimi nohti, kurjimi ožagi in odtičani). Izdelek prav tako zmanjšuje vteganje nastajanja keloidnih brazgotin in se ga priporoča tako za zdravljenje kože po tetoviranju, kot tudi za opekline, rane, gace, fistule in pritisne rane. Lahko se uporablja tudi za zdravljenje žilnih in diabetičnih poškodb, poškodb z izpostavitvijo kože in/ali kosnim tkivom in kirurškimi ranami). Ta izdelek je še posebej primeren za uporabo na presajeni koži. Zahvaljujoč začetnemu delovanju na tkiva in lastnostim nadzorovanja bakterij, izdelek podpira celjenje različnih vrst okuženih poškodb kože. Pri težjih poškodbah kože z izpostavitvami mehkih tkiv in usnjico, Hyperoil® podpira zmanjšanje nalaganja fibrina in stimulira nastajanje granulacijskega tkiva. Poleg tega tudi zmanjšuje potrebo po kirurški odstranitvi nekrotičnega tkiva in ohranja tkiva na mestu poškodbe pravilno hidrirano. To preprečuje nastanek krast (suhе luske ali koščki mrtvega tkiva) in maceracijo okolice rane.

**Hyperoil® preprečuje kolonizacijo bakterij na prizadetih območjih.** Medicinski pripomoček. Izključno za uporabo na koži.

**Uporaba**  
 Izdelek se lahko uporablja tako v bolnišnicah kot tudi doma, pod nadzorom zdravstvenih delavcev ali družinskih članov in negovalcev, ki so ustrezno usposobljeni za uporabo izdelka.

## Način uporabe

Pred nanosom sredstva, morajo biti poškodbe kože očiščene v skladu z običajnimi postopki in, če je potrebno, vsakič, ko je treba zamenjati zdravilo. Če so na rani nekrotično tkivo ali osušene kraste, bo njihova odstranitev pospešila celjenje tkiva. Ta izdelek lahko naneseš neposredno na ta tkiva, saj pomaga z naravnim odstranjevanjem z avtolizo (avtolitično odstranjevanje nekrotičnega tkiva). Rane se celijo hitreje, ko tu se stalno obnavlja na poseben način, z menjavo obveze vsakokrat, ko na novo naneseš zdravilo. To obvezovanje mora biti izvedeno s strani usposobljenih zdravstvenih delavcev. Uporaba različnih izdelkov lahko sega od večkrat na dan do tedensko, odvisno od medicinskih indikacij ali navodil usposobljenega oseba, pri čemer je treba upoštevati zahteve, lokacijo in vrste poškodb, ki se zdravijo.

## OLJNA FORMULA

### Stekleničke jantarne barve z ali brez kapalke - Stekleničke jantarne barve z ali brez pršilne šobe.

Pri zdravljenju velikih, majhnih ali odprtih ran (npr. pri velikih ranah zaradi pritiska), se izdelek lahko vlije na rano ali navlaži impregnirane sterilne TNT gaze, ki prekrijejo celotno območje poškodbe. Druga TNT gaze se lahko uporabi za držanje gaze na mestu z zagotavljanjem zrachenja in jih nato obvezno s kohevznim elastičnim krep povojom ali z elastično mrežno obvezo.

**Pomembno!** Gaze, napoljene s Hyperoil® oljno formulo je potrebno zamenjati vsakič, ko se zdravilo nanese. Če je potrebno, je treba rano umiti s fiziološko raztopino pred nanasanjem novih gaz.

**Za uporabo s pršilno šobo:** odvijte pokrovček in namestite nastavke za pršenje. Po zdravljenju odstranite nastavke za pršenje in ponovno namestite pokrovček in prevrtilo, da je pokrovček nepropustno nameščen.

## GEL FORMULA

### Stekleničke jantarne barve z ali brez pršilne šobe. 30 ml tuba z gelom.

**Za uporabo s pršilno šobo:** odvijte pokrovček in namestite nastavke za pršenje. Po zdravljenju odstranite nastavke za pršenje in ponovno namestite pokrovček in prevrtilo, da je pokrovček nepropustno nameščen. V primeru fibrozne kožne poškodbe s kavelitami, predori in znatno izgubo mehkih tkiv, je izdelek lažje nanesti v obliki gela, neposredno zdravi poškodovano območje in ohranja gel na mestu s TNT gazami, ki so tudi prekrite s formulo v obliki gela in nato pritrjene z drugimi TNT gazami, ki jih na mesto drži zračen povoj, pred obvezovanjem celotne obveze z elastičnim kohevznim krep povojom ali z elastično mrežno obvezo.

**Pomembno!** Ko je zdravilo ponovno nanoseno, je treba odstraniti morebitne preostanke gela na tretiranem predelu. Če je potrebno, mesto poškodbe pred ponovnim nanosom gela umijte s fiziološko raztopino.

## MEDICIRANE GAZE - Pakiranje 10 kosov (10 cm x 10 cm) mediciranih gaz - posamično pakiranih.

Te obvezilne gaze je mogoče uporabiti tudi za bolnike, ki kažejo alergijske/intolerantne reakcije na vazelin.

### GAZE Z NE-SPRIJEMLJIVO FORMULACIJO - Škatla z 40 10x10 gazami z vazelinom.

Te prevze ne uporabljajte pri bolnikih, ki kažejo alergijske/intolerantne reakcije na vazelin. Gaze ne uporabljajte na žilnih indikacijah za zdravljenje akutnih poškodb (opekline, odrgnine, po-operativne rane) in kroničnih poškodb v primerih zmanjšanje stopenj ponovne epitelizacije kožnega tkiva, kjer je predispozicija za bakterijsko kolonizacijo in je celjenje počasno. Ko je bila rana očiščena, odprite škatlo, s pinoceto izvlecite prevzo in jo namestite na poškodovano območje. Če je potrebno, lahko uporabite sekundarno vpojno obvezo (npr. TNT gaze). **Pomembno!** Gaze je treba zamenjati vsakič, ko se nanasa zdravilo. Če je potrebno, je treba prizadeto mesto umiti s fiziološko raztopino, preden namestimo nove gaze. **Omejitve za uporabo:** izdelek ni učinkovit na nekrotično tkivo, če je hipoksijski tkiv nižja od 30 mmHg za O<sub>2</sub>.

## Kontraindikacije

Izdelka ne uporabljajte na mestih, na katerih je istočasno nanosena katera druga krema ali razkužilo. Nepravilna uporaba izdelka lahko povzroči zakasnitve ali odsotnost obnove tkiv in regeneracije in ovira celjenje. V primeru preobčutljivosti na sestavine ali pomožnih snovi v izdelku, morate zdravljenje prekiniti in uporabiti ustrezno alternativno zdravljenje. Daljša uporaba izdelka lahko povzroči začasno izgubo las ali diah na tretiranem predelu. Uporaba izdelkov lahko povzroči pojav začasnega pekočega občutka, srbenje ali rdečico okoli območja poškodb, ki spodbujata postopno revascularizacijo na mestu poškodbe.

## Opozorila

- V mnogih primerih ne dopuščaja uporabe lokalnega zdravljenja z antibiotiki in/ali skrajšanje časa, potrebnega za sistemsko zdravljenje z antibiotiki.
- Izogibajte se uporabi dezinfekcijskih sredstev, ker lahko negativno vplivajo na regeneracijo tkiv in celjenje.
- Izdelek stranjuje zračno nepustnost in v temi. Zraku ga izpostavite samo toliko časa, kolikor je potrebno in po uporabi hermetično zaprite posodico.
- Izdelek hranite na hladnem in suhem prostoru. Pri temperaturah pod 17 °C oljna formulacija težje k strjevanju, ampak na nansu na kožo se nanaša z lahkoto in takoj.
- Izdelek je iz naravnih rastlinskih snovi in ni nevaren za zdrave ljudi ali okolje. Lahko se razvijejo alergije, ki niso bile že prej ugotovljene.
- Po uporabi prepričane gaze in posodice zavrzite v skladu s predpisi.
- Ne uporabljajte iste prepričane gaze na drugih bolnikih.
- Proizvod ni bilo klinično preizkušeno na opeklinah 2. in 3. stopnje.
- Hraniti izven dosega otrok, mlajših od treh let.
- Oljni pripravke je treba pred uporabo dobro pretresti.

## Aktivne sestavine: Azadirachtin, Hyperforin. BREZ VAZELINA IN PARABENA.

### Oljni pripravek INCI

Sestavine: Melia Azadirachta Seed Oil, Hypericum Perforatum Flower Extract.

### 30 ml Gel tubo INCI

Sestavine: Azadirachta Indica Bark Extract, Hypericum Perforatum Oil [olje Hypericum Perforatum (šentjanževka)].

Pomožne snovi: Aqua [voda]; Propylene Glycol; Cioldodextrin; Phenoxxyethanol; Carbomer; Triethanolamine; Benzoic Acid; Dehydroacetic Acid; Sodium Dehydroacetate; Ethylhexylglycerin; Aroma.

### Spray Gel INCI

Sestavine: Azadirachta Indica Bark Extract, Hypericum Perforatum Oil [olje Hypericum Perforatum (šentjanževka)].

Pomožne snovi: Aqua [voda]; Propylene Glycol; Triethanolamine; Carbomer; Phenoxxyethanol; Benzoic Acid; Dehydroacetic Acid; Sodium Dehydroacetate; Ethylhexylglycerin; Aroma.

### Medicirane Gaze INCI

Sestavine: Azadirachta Indica Bark Extract, Hypericum Perforatum Oil [olje Hypericum Perforatum (šentjanževka)].

Pomožne snovi: Aqua [voda]; Propylene Glycol; Triethanolamine; Carbomer; Phenoxxyethanol; Benzoic Acid; Dehydroacetic Acid; Ethylhexylglycerin; Aroma.

### Medicirane Gaze z O.P. Vazelinom INCI

Sestavine: Azadirachta Indica Bark Extract, Hypericum Perforatum Oil [olje Hypericum Perforatum (šentjanževka)].

Pomožne snovi: Light Liquid Paraffin; White Soft Paraffin.

Rev. Maj 2015.

Datumu izteka roka uporabnosti, ki je označen na ovojnini, se nanaša na izdelek v zaprti in pravilno shranjeni embalaži.



Opozorilo: preberite navodila za uporabo

www.rimos.com - E-pošta: info@rimos.com

CE 0476



Ne zavrzite v okolje