

OMRON

Merilniki krvnega tlaka



Intelli sense



Ustvarjati krvni tlak, prikrita nevarnost za našo zdravje

Krvni tlak zagotavlja primeren pretok krvi v ožilju. Višina krvnega tlaka določata dve vrednosti:

- višja vrednost ali sistolični tlak je tlak v arterijah med srčnim utripom, ko se srce sili in iztisne krv v ožilje;
- nižja vrednost ali diastolični tlak je tlak v arterijah med dvema utripoma, v času relaksacije srca.

Krvni tlak je zvišan, če je sistolični krvni tlak enak ali višji kot 140 mmHg, diastolični krvni tlak pa enak ali višji kot 90 mmHg. Ukrepajte je treba, kadar je krvni tlak povišan ob večkratnem merjenju. Trajno zvišan krvni tlak imenujemo tudi **arterijska hipertenzija**.

	diastolični krvni tlak (mmHg)	sistolični krvni tlak (mmHg)
optimalni krvni tlak	pod 80	pod 120
normalni krvni tlak	pod 85	pod 130
visoko normalen krvni tlak	85-89	130-139
arterijska hipertenzija	≥90	≥140

Arterijska hipertenzija je ena najbolj razširjenih bolezni, ima jo vsaka druga oseba po 35. letu starosti. Povzroči lahko srčno in ledvično odpoved, olzaraje vid in srčnožilno in možgansko kap. Do sedemkrat poveča možnost možganske kapi in kar do trikrat nevarnost srčnega infarkta. Z zgodnjim odkrivanjem in ustreznim obravnavanjem visokega krvnega tlaka lahko odložimo ali celo preprečimo nastanek zapletov in posledično pregradojo smrt.

Zmanjšajmo nevarnost kapi in srčnega infarkta!



Distribuirja in prodaja:

DIASIT d.o.o., Spodnji Siemsen 6, 2322 Sečica ob Dravi
T: 02 / 674 08 51, 02 / 674 08 52, E: info@diastit.si, www.diastit.si

Na voljo v naših trgovinah, lekarnah in drugih specializiranih trgovinah.

OMRON korak pred drugimi.



Intellisense™ tehnologije – natančnost, udobje, hitrost

Merilnik z Intellisense™ tehnologijo meri krvni tlak že med napihovanjem manšete. Posledično zazna, kdaj je manšeta dovolj napihnjena, in sinese samo, kolikor je potrebno. Intellisense™ tehnologijo prinaša številne prednosti pred drugimi merilniki:

- Visoka natančnost meritev
- Maksimalno udobje
- Izredna hitrost meritev (30s)
- Zmožnost meritev tudi s ritmično

OMRON R6, zapletni merilnik



OMRON R3, zapletni merilnik



Kakovost po ugodni ceni!

Enostaven, kompakten in zanesljiv zapletni merilnik, ki zazna nepravilen srčni utrip.

OMRON M1 Plus, nadlaktni merilnik



Kompakten in kvaliteten polavtomatski merilnik z ročnim napihovanjem manšete.

OMRON M6 Comfort, nadlaktni merilnik



Namestimo manšeto v dveh potezih!

Ena manšeta za srednji in velik obseg roke. Za viso družinskih! Vsestranski merilnik s številnimi pomembnimi prednostmi za klinično in domačo uporabo.


OMRON M6, nadlaktni merilnik



Automatski merilnik krvnega tlaka v velikim in preglednim ekranom z dobrim naborem praktičnih in uporabnih lastnosti. Z možnostjo dokupa odtiske manšete!

Ustvarjati krvni tlak, prikrita nevarnost za našo zdravje

Krvni tlak se čez dan spreminja. Po prebrujanju se najpogosteje hitro dviguje in dopoldne doživi največjo vrednost. Kadar porast krvnega tlaka preseže sistolično vrednost 140 mmHg in diastolično vrednost 90 mmHg, govorimo o **jutranji hipertenziji**. V tem času se med 8 in 12 uro dogodi kar 38% kapi in 26% srčnih infarktov (glej graf).



Nekaj nasvetov za znižanje visokega krvnega tlaka

- Natančno upoštevajte navodila zdravnikova.
- Skrbite za telesno težo. Znižanje prekomerne telesne teže za 10 kg lahko zniža krvni tlak tudi do 20mm Hg.
- Omejitve uživanje alkohola. Alkohol je lahko vzrok za povišan krvni tlak. Hkrati zmanjšuje učinkovitost zdravil.
- Nadzorujte vnos soli v telo. Za bolnike z zvišanim krvnim tlakom je priporočljivo, da omejijo vnos soli na največ 6g na dan.
- Prenehanje s kajenjem. Kajenje poveča tveganje za nastanek arterio skleroze (poopnjenja žil) enega glavnih dejavnikov tveganja za zvišan krvni tlak.
- Poskrbite za redno gibanje. Pet ure hoje na dan zniža krvni tlak za 10 mm Hg. Ob tem boste vzdrževali željeno telesno težo ter uravnavali raven maščob in sladkorja v krvi. O telesni aktivnosti se posvetujte s svojim zdravnikom.
- Redno nadzorujte krvni tlak s kvalitetnim klinično preverjenim merilnikom krvnega tlaka.

OMRON M3, nadlaktni merilnik



Udobje in kvaliteta Intellisense™ tehnologije po ugodni ceni.

OMRON M10-IT, nadlaktni merilnik



S programsko opremo za grafično analizo gibanja tlaka!

Možnost prenosa podatkov na osebni računalnik. Spomin meritev za dve osebi. Opozori na jutranjo hipertenzijo.

OMRON i-C10, nadlaktni merilnik



Odkrije in opozori na jutranjo hipertenzijo!

Predel za shranjevanje meritev. Ena manšeta za srednji in velik obseg roke. Spomin meritev za dve osebi.

Odkrivanje arterijske hipertenzije

Povišan krvni tlak odkrujemo le z rednim merjenjem krvnega tlaka. Pri tem je posebej pomembna natančnost merilnika krvnega tlaka. Natančnost OMRON merilnikov zagotavlja neodvisne institucije kot so British Hypertension Society, Association for the Advancement of Medical Instrumentation, European Hypertension Society in Hochdruckliga. OMRON merilnik krvnega tlaka priporočata tudi Svetovno združenje za hipertenzijo in Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije.

Jutranjo hipertenzijo opazimo le z rednim beleženjem in analizo meritev. Vsi OMRON merilniki omogočajo hranjenje rezultatov meritev. Novost v pomoč pri odkrivanju jutranje hipertenzije je merilnik krvnega tlaka OMRON M10-IT, ki sam odkrije in opozori na jutranjo hipertenzijo. Zdravnik merilnik lahko poveže z osebnim računalnikom in rezultate ter analizo natisne.

Na kaj moramo biti pozorni pri merjenju krvnega tlaka

- Uporabljajte klinično preizkušene merilnike krvnega tlaka.
- Krvni tlak izmerite jutraj, dopoldan in zvečer.
- 30 minut pred merjenjem ne jejte, ne uživajte hrane in ne kadite.
- Pred merjenjem se sproščite za najmanj 5 minut.
- Med merjenjem sedite udobno in zravnano, ne premikajte se in ne govorite.
- Krvni tlak merite z manšeto, ki ustreza obsegu vaše nadlahti. Uporabite lahko univerzalno Comfort Cuff manšeto.
- Manšeta mora biti v višini srca.
- Izmerjene vrednosti krvnega tlaka si zabeležite.
- Vrednosti pokažite svojemu zdravniku.



Merilniki krvnega tlaka - Termometri - Inhalatorji - Sonične ščetke Merilniki telesne sestave - Elektro stimulatorji - Številci korakov

	Klinično potrjena natančnost s strani priznanih neodvisnih mednarodnih institucij.
	Univerzalna inovativna manšeta - za srednji in večji obseg nadlahti (32 - 43 cm). Je predpripravljena in jo namestimo v dveh potezih.
	Vodnik za ovijanje manšete - s simbolom potrdi, da je manšeta pravilno ovita okoli nadlahti.
	Sistem dvigovnega preverjanja - s pomočjo dveh senzorjev merilnik med merjenjem nadzoruje tudi natančnost meritev. Izmerjena vrednost je tako 100% natančna.
	Sistem za kontrolo pritiska v manšeti - zagotavlja optimalno razporeditev med pritiskom in hitrostjo napihovanja manšete. Meritev je tako še bolj udobna.
	Zazna nepravilni srčni utrip - ob večkratnem prikazu opozorilo našega osebnega zdravnikova.
	Zazna premikanje med merjenjem - opozori na napako pri meritvi.
	Zazna jutranjo hipertenzijo. Spremlja gibanje krvnega tlaka glede na čas in opozori na jutranjo hipertenzijo.
	Številno meritev v spominu z datumom in uro meritev.
	Izračun povprečja zadnjih treh meritev
	Senzor pravilnega položaja - zvočno in vizualno opozarjanje na pravilnost položaja zapletnega merilnika. Prepreči najpogostejšo napako.
	USB povezava za prenos podatkov na osebni računalnik.