



VAŽNE UPUTE O UPOTREBI I SIGURNOSTI PROIZVODA, MOLIMO VAS PROČITAJTE IH PAZLJIVO... NEKORISTITE SAMO PARIŠAVENI ADOCP POSUDOVI ZA ČIŠĆENJE I DEZINFEKCIJU... NEMOJTE TREŠTI POSUDU...

Prilagodavanje običnih događaja: Bilo kakav događaj povezan s upotrebom ovog proizvoda treba prijaviti Alcon Laboratories, Inc. Kontaktirati možete e-poštom ili telefonom.

UPUTE ZA UPOTREBU: VAŽNE UPUTE O UPOTREBI I SIGURNOSTI PROIZVODA, MOLIMO VAS PROČITAJTE IH PAZLJIVO... NEMOJTE TREŠTI POSUDU... NEMOJTE TREŠTI POSUDU... NEMOJTE TREŠTI POSUDU...

Prilagodavanje običnih događaja: Bilo kakav događaj povezan s upotrebom ovog proizvoda treba prijaviti Alcon Laboratories, Inc. Kontaktirati možete e-poštom ili telefonom. Upute za upotrebu...

- namijenjeno za čišćenje, dezinfekciju i pobravnje mekih kontaktnih leća (uključujući silikon hidrogel leće) i tvrdih potproznih leća.
UPUTE ZA UPOTREBU:
NIKAD NE STAVJAJTE ADOSEPT™ PLUS WITH HYDRAGLYDE™ OTOPINU U OKO ILI NA KONTAKTNU LEĆU NEPOSREDNICE PRIJE STAVLJANJA KONTAKTNE LEĆE NA OKO...
1. Operite ruke i osušite ih čistim ručnikom koji ne otpušta niti.

- VAŽNE INFORMACIJE O UPOTREBI I BEZBEDNOSTI PROIZVODA: MOLIMO VAS DA IH PAZLJIVO PROČITATE I SAGLEDATE ZA MOGUĆE UPOTREBE, NEKORISTITE NEKADA KONTAKTNU SOČINA MOŽE PROIZVODNIM OZBIJNE PROBLEME SA OČIMA.
NAPOMENE:
ADOSEPT™ PLUS™ rastvor za čišćenje i dezinfekciju za HydraGlyde™ Moisture Matrix-om
1. Operite ruke i osušite ih čistim ručnikom koji ne otpušta niti.

KONTARNIČKOSUŠENJE:
Nikada ne koristite ovaj proizvod direktno na bilo koji kontakt.
Nikada ne koristite ADOSEPT™ PLUS WITH HYDRAGLYDE™ za toplinsku dezinfekciju.
OPREZ:
Čuvajte ovaj proizvod na suho i zaštićeno od svjetlosti.

Prilagodavanje običnih događaja: Bilo kakav događaj povezan s upotrebom ovog proizvoda treba prijaviti Alcon Laboratories, Inc. Kontaktirati možete e-poštom ili telefonom. Upute za upotrebu...

Upute za upotrebu:
1. Operite ruke i osušite ih čistim ručnikom koji ne otpušta niti.
2. Zatvorite posudu za leće uz pomoć svog "T" oblikovane sočiva i zatvora ga držite.

Upute za upotrebu:
1. Operite ruke i osušite ih čistim ručnikom koji ne otpušta niti.
2. Zatvorite držač za sočivo ručnim zatvaračem i držite za sočivo sa znakom "T".

