



### POZOR

1- Aparata za vodno masažo nog ne uporabljajte, če se niste prej posvetovali s svojim zdravnikom in v naslednjih primerih:

- Diabetes
- Vnetje, poškodbe ali bolečine, ki se širijo po kosteh
- Tekoče zdravljenje stopal ali spodnjega dela nog
- Aparata ne smejo uporabljati osebe z bradavicami, ker se infekcija lahko prenaša.
- 3- Pred vklopom aparata ali vtikača, se morate prepričati, da imate suhe roke.
- 4- Vtikač izvlecite iz električnega omrežja, ko aparata ne uporabljate ter pred polnjenjem z vodo, praznjenjem ali čiščenjem.
- 5- V posodi za vodno masažo nog ne smete stati, ker ni primerna za prenašanje teže. Lahko jo namreč poškodujete, lahko padete nanjo in poškodujete sebe ali druge. Najprej sedite, nato vstavite noge v posodo.

### IZKLJUČNO ZA DOMAČO UPORABO – PRIPRAVA

- 1- Posodo za vodno masažo nog namestite na varno mesto v višini tal in pazite, da je ne prevrnete. Pod posodo postavite veliko brisačo, da bo vpijala razpršeno vodo. Ker naključno razpršena voda lahko poškoduje tla, namestite aparat na tla, ki jim voda ne škodi. Idealna je kuhinja s keramičnimi ploščicami, tla s preprogo pa nikakor.
- 2- Pred aparat namestite stol tako, da se nanj udobno usedete in postavite noge v posodo.
- 3- Pri roki imejte še eno brisačo, da si boste po negi posušili noge.

### POLNJENJE APARATA ZA VODNO MASAŽO

- 1- Stikalo namestite v lego 0.
- 2- V vodo ne dodajajte kopalnih soli ali kristalov, ker puščajo usedline, te pa zamašijo zračne odprtine. V vodo lahko dodate največ tri kaplje aromatičnega olja.
- 3- Vtikač vstavite v vtičnico.
- 4- Sedite na stol in nato namestite noge v posodo za masažo.
- 5- Stikalo namestite v izbrano lego.

### UPORABA APARATA ZA VODNO MASAŽO NOG

- A-Samo masaža** (z ali brez vode), za poživitev stopal. Če želimo intenzivnost masaže povečati, lahko stopala premikamo naprej in nazaj po stožčastih valjih na dnu masažnega aparata.
- B-Vodni mehurčki in gretje**, med udobnim namakanjem, voda ohranja prijetno temperaturo.
- C-Vodni mehurčki, masaža in gretje**, ob splošni sprostitvi lahko uživamo tudi ob vseh prednostih vodne masaže.



- 6- Aparat za vodno masažo nog ne greje vode, a le za približno 20 minut ohranja njeno temperaturo.
- 7- Po končani negi, postavite stikalo v lego 0 in izklopite aparat iz električnega omrežja.

### CENTER ZA PEDIKURO

- 1- Vstavite enega od nastavkov na mesto na vrhu "centra za pedikuro".
- 2- Z nogo na rahlo pritisnite, da ga vklopite.
- 3- Vzdržujte pritisek, ko se podplat premika po nastavku.
- 4- Za bolj intenzivno lokalno masažo namestite stožčasti masažni valj.
- 5- Namestite plovec za odstranjevanje trde kože, ki ste jo omeščali s toplo vodo.
- 6- Namestite ščetko za nežnejše delovanje in čiščenje.
- 7- Ko želite zaustaviti krožno delovanje, dvignite stopalo od nastavka.
- 8- Nastavek odstranite tako, da ga navpično privzdignete.

### DODATKI ZA PEDIKURO



### PRAZNJENJE IN ČIŠČENJE

- 1-Električni kabel navijte pod posodo masažnega aparata, ki ga operete in splaknete s čisto vodo v umivalniku, zunanje dele obrišite z vlažno krpo in ga dobro posušite preden ga spravite.
- 2-Ne potaplajte aparata v vodo ali drugo tekočino.
- 3-Ne uporabljajte trdih in abrazivnih čistil ali topil.

### GARANCIJA

Garancija urejajo veljavni predpisi z ustreznega področja. Z garancijo krijemo napake v materialu in v izdelavi. Garancija ne velja za kable in baterije. Garancija velja v primeru, da aparata ne odpirate ali namenoma poškodujete. Pri uveljavljanju garancije morate imeti izvornik računa. Za reklamacije se obrnite na prodajalca. Za vprašanja in pojasnila se obrnite na servisno službo [www.medikoel.com](http://www.medikoel.com). Ob ustrezni predložitvi zahtevanih dokumentov, se aparat nadomesti s podobnim. MEDIKOEL ne odgovarja za poškodbe, do katerih pride zaradi zunanjih vzrokov. Zadržek pred napakami ali spremembami.