

POMEMBNA OPOZORILA

Pri uporabi električnega aparata je treba upoštevati nekaj pomembnih napotkov, vključno z naslednjimi:
HRANITE APARAT NA OTROKOM NEDOSTOPNEM MESTU
PRED UPORABO NATANČNO PREBERITE VSA NAVODILA

NEVARNOST - Za preprečevanje električnega kratkega stika:

- 1- Po vsaki rabi in pred čiščenjem, aparat izklopite iz električnega omrežja.
- 2- Ne uporabljajte ga med kopanjem ali prhanjem.
- 3- Ne odlagajte aparata na robove, od koder lahko pade v kopalno kad ali umivalnik.
- 4- Ne potaplajte aparata v vodo ali drugo tekočino.
- 5- Če aparat pade v vodo, ga najprej izklopite iz električnega omrežja, šele nato ga izvlcite iz vode.

POZOR

Ta masažni aparat je namenjen izključno domači rabi, za željene namene ali po zdravniškem navodilu, nikoli ga ne smete uporabljati v naslednjih primerih:

- 1- Na oteklili ali vnetih mestih.
- 2- Na bolečem trebuhu.
- 3- V primeru nepojasnjene bolečine v mečih.
- 4- Na ali v bližini vratne arterije, na levi ali desni strani vratu.
- 5- Na občutljivem ali anestetiziranem mestu.

Diabetiki naj se pred uporabo posvetujejo z zdravnikom.

DELOVANJE INFRARDEČE SVETLOBE Ta vrsta svetlobe prodira globoko v kožo. Koža se torej segreva, žile se razširijo in pretok krvi se pospeši. Kri hitreje prenaša snovi za obnovo in prehranjevanje telesnih tkiv, produkti razpadanja pa se hitreje odstranijo. Kožne pore se ob delovanju toplote odpirajo. Zato je ta toplota posebno primerna za terapevtsko in kozmetično obdelavo.

UPORABA V TERAPEVTSKE NAMENE Infrardeča svetloba lahko zmanjša revmatske in mišične bolečine. Vsekakor vam priporočamo, da se najprej posvetujete s svojim zdravnikom.

UPORABA V KOZMETIKI S pomočjo infrardeče svetlobe se kreme in druge snovi za nego kože bolje vsrkavajo in so zato bolj učinkovite. Infrardeča svetloba pospešuje krvni obtok in tako prispeva k ohranjanju zdrave in čiste kože.

Masažni aparat začne delovati tako, da stikalo na ročaju postavite v enega od treh položajev: samo toplota, samo masaža, toplota in masaža.

INFRARDEČA TOPLOTA Z MASAŽO (HM)

Infrardeča svetloba z masažo je veliko učinkovitejša brez vsakršnega drugega dodatka. Stikalo postavite v položaj "HM" in uživali boste ob odlični globinski kombinaciji med infrardečo toploto in vibriranjem masažnega aparata.

**SAMO INFRARDEČA TOPLOTA (H)**

Pred uporabo aparata z infrardečo toploto, preverite temperaturo infrardeče plošče. Količino infrardeče toplote lahko preverjate tako, da aparat občasno ugasnete in prižgete.

SAMA MASAŽA (M)

Štirje nastavki omogočajo izbor najprimernejše masaže za vsak del Vašega telesa. Dovolj je, da na toplotno ploščo masažnega aparata postavite ustrezen nastavek. Masažni aparat tako lahko uporabljate na ustreznem mestu: roke, noge, stegna, hrbet, vrat, ramena. Čeprav lahko masažni aparat uporabljate z oblačili, je bolj učinkovit, če ga uporabljate neposredno na koži.

NASTAVLJANJE GLAVE

Glavo masažnega aparata lahko ustrezno nastavite tako, da z njim dosežete tudi teže dostopne dele telesa. Pritisnite na okroglo tipko na levi strani ročaja. Glavo masažnega aparata zavrtite navzgor ali navzdol, odvisno od kota, ki ga želite doseči. Tipko nato spustite.

Masažo obraza. Masažo obraza izvajate s krožnimi gibi tako, da začnete pri lasišču. Pazite, da se ne dotaknete oči in vek. Masaža bo bolj učinkovita, če boste držali napeto kožo.



Lokalna masaža. Posebno učinkovita za boka, stegna in ramena.
 Relax masaža za boka in stegna. Prijeten občutek boste čutili po celem telesu.

Masaža lasišča. Začnete pri koreninah las in počasi dvigajte aparat nad glavo, za sproščanje pa smer masaže spremenite.

**ČIŠČENJE**

Pred čiščenjem je treba aparat vedno izklopiti iz električnega omrežja. Očistite ga lahko z vlažno krpo. Ne uporabljajte agresivnih čistil in ne potaplajte aparata v tekočino. Pred ponovno uporabo, se mora aparat popolnoma posušiti.

GARANCIJA

Garancijo urejajo veljavni predpisi z ustreznega področja. Z garancijo krijemo napake v materialu in v izdelavi. Garancija ne velja za kable in baterije. Garancija velja v primeru, da aparata ne odpirate ali namenoma poškodujete. Pri uveljavljanju garancije morate imeti izvornik računa. Za reklamacije se obrnite na prodajalca.

Za vprašanja in pojasnila se obrnite na servisno službo www.medikoel.com.

Ob ustreznih predložitvi zahtevanih dokumentov, se aparat nadomesti s podobnim. MEDIKOEL ne odgovarja za poškodbe, do katerih pride zaradi zunanjih vzrokov. Zadržek pred napakami ali spremembami.