

FridaBaby Snotsucker nosni aspirator, UDI: 081002877NSAANC1PGB00K5, medicinski pripomoček (SL)

Filter za enkratno uporabo je treba namestiti za preprečevanje prenosa sluzi ali bakterij. Večjo cevko postavite blizu otrokove nosnice (ne vanjo), da se zapre. Z rdečim ustnikom izsesajte smrklje. Nasvet: (1) Razprševanje fiziološke raztopine v vsako nosnico bo pomagalo sprostiti gosto sluz pred uporabo aspiratorja NoseFrida. (2) S krožnimi gibi cevko premaknite proti nosnici. Slišali in videli boste, kako sluz izteka iz nosu. (3) Filter zamenjajte po vsaki uporabi za boljšo aspiracijo. Čiščenje: Odstranite filter. Večjo cevko operite z milom in vodo. Tanko cevko očistite z nekaj kapljicami alkohola. Suhe dele trdno spnite in vstavite nov filter za naslednjo uporabo. Starost: od 0 mesecev dalje. **Opozorilo:** Med uporabo tega izdelka nikoli ne puščajte otroka brez nadzora. Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan. Cevke ne vstavite v nos, zato se otrok ne more poškodovati, če se premakne. Aspirator NoseFrida uporabljajte samo za aspiracijo nosu- ne uporabljajte za ušesa ali grlo. NE VPIHUJTE zraka v rdeč ustnik, medtem ko je cevka v bližini nosnice. NoseFrida NI igrača- vse dele hranite izven dosega otrok. Aspiratorja NoseFrida nikoli ne priključite na nobeno napravo. Proizvajalec: Frida Baby, LLC., 82 NE 26th Street, Miami, FL US 33137. Država porekla: Švedska. Uvoznik in distributer: MiniMe d.o.o, Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana, EU-Slovenija / email: info@minime.si / tel: +386 41 760 900

FridaBaby Snotsucker nosni aspirator, UDI: 081002877NSAANC1PGB00K5, medicinski proizvod (HR)

Filtar za jednokratnu upotrebu trebao bi biti postavljen kako bi se spriječio prijenos sluzi ili bakterija. Postavite veliku cijev uz nosnicu (ne unutra), tako da je zatvorite. Upotrijebite crveni usnik kako biste isisali šmrklje. Preporuke: (1) Prskanje fiziološke otopine u svaku nosnicu pomoću će olabaviti gustu sluz prije upotrebe NoseFrida aspiratora. (2) Pomičite cijev kružnim pokretima prema nosnici. Čut ćete i vidjeti sluz kako izlazi iz nosa. (3) Promijenite filtara nakon svake upotrebe za bolje usisavanje. Čiščenje: Odstranite filtara. Operite veliku cijev sapunom i vodom. Očistite tanku cijev s nekoliko kapi alkohola. Čvrsto spojite suhe dijelove i umetnite novi filtara za sljedeću upotrebu. Dob: od 0 mjeseci nadalje. **Upozorenje:** Prilikom korištenja ovog proizvoda, dijete nemojte NIKADA ostavljati bez nadzora. Nemojte koristiti proizvod ako je oštećen. Cijev ne ulazi u nos, stoga se beba neće ozlijediti ako se pomakne. NoseFrida koristite samo za nosnu aspiraciju- nemojte koristiti za uši ili grlo. NEMOJTE UPUHAVATI zrak u crveni usnik dok je cijev u nosnici. NoseFrida NIJE igračka – držite sve dijelove izvan dohvata djece. Nikada nemojte povezivati NoseFrida s bilo kojim uređajem. Proizvođač: Frida Baby, LLC., 82 NE 26th Street, Miami, FL US 33137. Zemlja podrijetla: Švedska. Uvoznik i distributer: MiniMe d.o.o, Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana, EU-Slovenija/email: info@minime.si/tel: +386 41 760 900

FridaBaby Snotsucker nazalni aspirator, UDI: 081002877NSAANC1PGB00K5, medicinsko sredstvo (SR)

Trebalo bi postaviti filter za jednokratnu upotrebu kako bi se sprečio prenos sluzi ili bakterija. Stavite veliku cev uz dečju nozdrvu (ne unutra), stvarajući pečat. Crvenim nastavkom za usta isisavajte sluz. Saveti: (1) Raspršite fiziološki rastvor u svaku nozdrvu da biste omekšali gustu sluz pre upotrebe NoseFrida. (2) Pomerajte cevčicu kružnim pokretima prema nozdri- čučete i videti sluz koja izlazi iz nosa. (3) Promenite filter nakon upotrebe da biste održali usisnu moć. Za čiščenje: Odložite filter. Operite veliku cev sapunom i vodom. Očistite tanku cev sa nekoliko kapi alkohola. Čvrsto spojite suve komade, stavljajući novi filter za sledeću upotrebu. Starost: 0+ meseci. **Upozorenje:** NIKADA ne ostavljajte dete bez nadzora prilikom korišćenja ovog proizvoda. Ne koristite proizvod ako je oštećen. Cev ne ulazi u nos, pa se beba neće povrediti ako se pomera. NoseFrida koristite samo za nazalnu aspiraciju- ne koristite za uši ili grlo. NE UDUVAJTE vazduh u crveni nastavak za usta dok je cev postavljena u dečju nozdrvu. NoseFrida NIJE igračka- držite sve delove dalje od domašaja dece. Nikada ne pričvršćujte NoseFrida na mašinu. Proizvođač: Frida Baby, LLC., 82 NE 26th Street, Miami, FL US 33137. Zemlja porekla: Švedska. Uvoznik i distributer: MiniMe d.o.o, Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana, EU-Slovenija/ email: info@minime.si/ tel: +386 41 760 900