

URGO OBLIŽI ZA ŽULJE-ULTRA DISCRET, 5 obližev

Hidrokoloidni obliži, ki preprečujejo dolgotrajno drgnjenje in so še posebej primerni za žulje na občutljivih delih telesa kot je npr. koža na petah.

Urgo obliži za žulje-Ultra Discret delujejo kot **druga koža**. Bolečino ublažijo že takoj po nanosu. Ob stiku z vlažnim okoljem žulja se pod obližem namreč ustvari zaščitni gel, ki obolelo mesto varuje pred pritiskom in drgnjenjem ter pospešuje celjenje.

Urgo obliže za žulje Ultra-Discret lahko nosite tudi v najbolj odprtih čevljih.

Navodilo za uporabo: Škatlico z obliži odprete s pritiskom na zarezo na sprednji strani.

1 – Če se je žulj predril, očistite rano z vodo in milom in jo razkužite.

2 – Odlepите zaščitni papir z oznako Urgo in obliž za nekaj trenutkov pogrejte med dlanmi.

3 – Obliž odstranite s plastične folije in pri tem pazite, da se s prsti ne dotaknete lepljive površine.

4 – Obliž prilepite na suho in čisto kožo neposredno na žulj in pazljivo poravnajte robove, da bo obliž v čim boljšem stiku s kožo.

Opozorilo: Obliž se bo odlepil sam od sebe po 2 do 3 dneh nošenja. **Urgo obliža za žulje** ne režite. Obliža ne nanašajte na okuženo rano.

Serijska številka in rok uporabe sta odtisnjena na embalaži.

Proizvajalec: Laboratoires Urgo, 42 Rue de Longvic, 21300 Chenove, Francija

Zastopnik in uvoznik: Medis, d.o.o., Brnčičeva 1, 1000 Ljubljana, Slovenija

