

FridaBaby Windi, UDI: 081002877DSWWNC10GB00HA, medicinski pripomoček (SL)

Windi je cevka za enkratno uporabo, ki dojenčkom pomaga, da se rešijo odvečnih plinov in napenjanja. Uporaba: 1. Nežno masirajte otrokov trebuh od zgoraj navzdol. 2. Namažite cevko Windi. Nasvet: 3. Dvignite otrokove noge in pripravite plenico. 4. Nežno vstavite cevko Windi (kot rektalni termometer). Če čutite upor, jo izvlecite in previdno odstranite. Morda boste pri svojem dojenčku zaslišali prdec ali opazili olajšanje, trajati bi moralo le nekaj sekund. Ko končate, zavržite cevko Windi. Starost: od 0 mesecev dalje. Rok uporabnosti: odtisnjen na embalaži. **Opozorilo:** Med uporabo tega izdelka nikoli ne puščajte otroka brez nadzora. Izdelka ne uporabljajte, če je poškodovan. Cevke Windi ne puščajte v otrokovi danki. Ponovna uporaba iste cevke Windi lahko predstavlja tveganje za okužbo. Postopka ne ponavljajte več kot trikrat v 24 urah. Če simptomi ne prenehajo, se pogovorite s pediatrom ali babico. Posvetujte se s pediatrom, če pred, med ali po uporabi cevke Windi opazite rdečico, draženje ali krvavitev, saj so to lahko znaki, ki zahtevajo nujno medicinsko pomoč. Proizvajalec: Frida Baby, LLC., 82 NE 26th Street, Miami, FL US 33137. Država porekla: Švedska. Uvoznik in distributer: MiniMe d.o.o, Tbilisjska ulica 59, 1000 Ljubljana, EU-Slovenija / email: info@minime.si/ tel: +386 41 760 900

FridaBaby Windi, UDI: 081002877DSWWNC10GB00HA, medicinski proizvod (HR)

Windi je cijev za jednokratnu upotrebu koja pomaže bebama u oslobađaju viška plinova. Upotreba: 1. Nježno masirajte bebin trbuh od gore prema dolje. 2. Podmažite cijev Windi. Preporuka: 3. Podignite bebine noge i pripremite pelenu. 4. Nježno umetnite cijev Windi (poput rektalnog termometra). Ako osjećate otpor, povucite je i pažljivo odstranite. Možda ćete čuti zvuk prdenja ili primijetiti olakšanje kod vaše bebe, trebalo bi proći samo nekoliko sekundi. Kada završite, cijev Windi bacite. Dob: od 0 mjeseci nadalje. Rok trajanja: otisnut na ambalaži. **Upozorenje:** Prilikom korištenja ovog proizvoda, dijete nemojte NIKADA ostavljati bez nadzora. Nemojte koristiti proizvod ako je oštećen. Cijev Windi nemojte ostavljati u bebinom rektumu. Ponovna uporaba iste cijevi Windi može predstavljati rizik od infekcije. Nemojte ponavljati postupak više od tri puta u razdoblju od 24 sata. Razgovarajte s pedijatrom ili s bobicom ako simptomi potraju. Posavjetujte se s pedijatrom budete li primijetili bilo kakvo crvenilo, iritaciju ili krvarenje prije, tijekom ili nakon uporabe cijevi Windi jer to mogu biti znakovi hitnog medicinskog stanja. Proizvođač: Frida Baby, LLC., 82 NE 26th Street, Miami, FL US 33137. Zemlja podrijetla: Švedska. Uvoznik i distributer: MiniMe d.o.o, Tbilisjska ulica 59, 1000 Ljubljana, EU-Slovenija/email: info@minime.si/tel: +386 41 760 900

FridaBaby Windi, UDI: 081002877DSWWNC10GB00HA, medicinsko sredstvo (SR)

Windi je cev za jednokratnu upotrebu koja pomaže bebama da se oslobode viška gasova. Upotreba: 1. Masirajte bebin trbuh nežno nadole prema dnu. 2. Podmažite vrh Windija. 3. Podignite bebine noge i pripremite pelene. 4. Lagano umetnite Windi (baš kao rektalni termometar). Ako osetite otpor, povucite i pažljivo uklonite Windi. Možda ćete čuti gasove ili videti da je beba odahnula, trebalo bi da prođe samo nekoliko sekundi. Kada završite, bacite Windi. Starost: 0+ meseci. Datum isteka: odštampano na pakovanju. **Upozorenje:** NIKADA nemojte ostavljati dete bez nadzora prilikom korišćenja ovog proizvoda. Ne koristite proizvod ako je oštećen. Ne ostavljajte Windi u rektumu deteta. Ponovna upotreba istog Windija može predstavljati rizik od infekcije. Ne koristite više od tri puta u periodu od 24 sata. Razgovarajte sa svojim lekarom ili bobicom ako simptomi potraju. Posavetujte se sa lekarom ako uočite bilo kakvo crvenilo, iritaciju ili krvarenje pre, tokom ili nakon upotrebe leka Windi jer to mogu biti znaci hitnog medicinskog stanja. Proizvođač: Frida Baby, LLC., 82 NE 26th Street, Miami, FL US 33137. Zemlja porekla: Švedska. Uvoznik i distributer: MiniMe d.o.o, Tbilisjska ulica 59, 1000 Ljubljana, EU-Slovenija/ email: info@minime.si/ tel: +386 41 760 900