

Tekočina za odstranjevanje bradavic

A. Za kaj in kdo lahko uporablja Wortie® Liquid?

Wortie® Liquid, pripomoček za odstranjevanje bradavic na rokah ali nogah, je na voljo brez recepta. Wortie® Liquid je primeren za odrasle in otroke, starejše od 4 let.

B. Ozadje nastanka bradavic

Navadne bradavice so majhni izrastki, ki jih povzroča humani papiloma virus (HPV), ki je zelo naležljiv, in se lahko prenaša z ene osebe na drugo ali z enega mesta na telesu na drugo, z neposrednim stikom z okuženim področjem. Bradavice se pogosto razvijajo na prstih ali na hrbtni strani dlani, kolennih in komolčih. Prepozname jih po grobem, 'cvetačnem' izgledu na površini.

Bradavice na stopalih se pojavljajo le na podplatih ali pod prsti nog. Običajno soboleče in so videti kot majhen bel obroč na koži, s črnimi pikami v sredini. Te bradavice so prav tako naležljive in se lahko prenašajo na drugo sesto s stikom z mokro površino, npr. tlemi.

Navadne bradavice in bradavice na stopalih se tradicionalno odstranjujejo na dva načina. Prvi način je s kislimi tekočinami kot je Wortie® Liquid, ki delujejo tako, da bradavico razgradijo. Drugi način vključuje fizično odstranjevanje bradavice z laserjem ali zamrzovanjem.

C. Zakaj je Wortie® Liquid drugačen?

Wortie® Liquid je zasnovan na podlagi znanstvenih doganjn in ima edinstveno kombinacijo sestavin, ki omogočajo, da je formulacija pripomočka manj agresivna za učinkovito odstranjevanje bradavic. Ta formulacija se na koži hitro posuši in tako ne pušča madežev, zelo natančen aplikator pa preprečuje poškodbo zdrave okolne kože. Prozoren obliž po nanosu tekočine prekrije bradavico in zagotovi, da bo tekočina ostala na mestu in istočasno zaščiti bradavico.

D. Kako Wortie® Liquid deluje?

GTA tehnologija (tehnologija glikolne kisline + trikloroacetne kiseline + alkohola):

Tehnologija je za Wortie® Liquid edinstvena in je zasnovana na najnovijejih znanstvenih doganjih o bradavicah. Je inovacija, ki jo je razvila skupina zdravstvenih strokovnjakov, in omogoča zelo hitro uporabo.

Učinkovita in bolj varna mešanica sestavin

Wortie® Liquid formulacija je zasnovana na mešanicu dobro poznanih kislin, ki se uporabljajo za odstranjevanje bradavic. Kombinacija teh sestavin omogoča, da je formulacija pripomočka za učinkovito odstranjevanje bradavic manj agresivna.

Wortie® Liquid formulacija ima dvojno delovanje:

- Lušči vrhnje plasti, ki tvorijo zadebeljen del bradavice. To zmehča zatrdelo kožo in tako omogoči

odstranjevanje bradavice (aktivna sestavina: glikolna kislina)

- Globoko luščenje tkiva, ki tvori bradavico (aktivna sestavina: trikloroacetna kislina).

E. Hiter in natančen

Wortie® Liquid se posuši v približno 30 sekundah in s tem pomaga preprečiti madežev in draženje. Natančen aplikator preprečuje poškodbo zdrave okolne kože.

F. Kako uporabite Wortie® Liquid?

Pripravite področje umijte s toplo vodo in milom. Pred nanosom izdelka se prepričajte, da je koža suha.



Wortie® Liquid stekleničko postavite na ravno površino (npr. umivalnik), da se izognete politju.

- S pomočjo Wortie® Liquid aplikatorja natančno nanesite tanko plast tekočine na bradavico. Pazite, da tekočine ne nanesete na zdravo okolno kožo. Če se to kljub temu zgodi, obrišite odvečno tekočino z robčkom, oziramo če je potrebno, umijte področje z vodo in milom. Nato pripomoček previdno ponovno nanesite.
- Počakajte, da se tekočina posuši (približno 30 sekund).
- Ko je področje nanosa povsem suho, namestite na bradavico obliž.
- Obliz pustite na mestu vsaj 4 ure ali dokler ne odpade. Če je obliž po 24 urah še vedno na bradavici, ga previdno odstranite in umijte področje s toplo vodo in milom.
- Pripomoček nanašajte 2-krat na teden kot je opisan zgoraj dokler bradavica ne izgine.

Čas, da bradavica izgine je v veliki meri odvisen od velikosti bradavice. Nekatere bradavice izginejo po enem tednu uporabe pripomočka, medtem ko je za večje bradavice potreben več časa, do 8 tednov.

Pomembno je, da se natančno držite navodil za uporabo pripomočka. Nepravilna uporaba lahko povzroči pekoč občutek ali draženje zdrave kože in povzroči trajno poškodbo zgornje plasti kože.

Uključuje fizičko uklanjanje bradavice laserom ili zamrzavanjem.

C. Zašto je Wortie® Liquid drukčiji?

Wortie® Liquid zasnovan je na temelju objavljenih znanstvenih podatkov in ima jedinstveno kombinaciju sestojaka, ki omogočajo, da njegova formulacija bude manje agresivna za učinkovito uklanjanje bradavice. Ta se formulacija na koži brzo suši in ne ostavlja mrlje, a vrlo precizan aplikator sprječava oštecenje zdrave okolne kože. Nakon nanošenja tekućine, priziran flašter prekriva bradavico in omogočuje da tekućina ostane na mestu in istodobno zaščiti bradavico.

D. Kako djeluje Wortie® Liquid?

Tehnologija GTA (tehnologija glikolne kiseline + trikloroacetne kiseline + alkohola):

Ta je tehniko jedinstvena za Wortie® Liquid in zasnovana na najnovijim znanstvenih dostignutjima o bradavicama. To je inovacija, ki je razvila skupina zdravstvenih strokovnjakov in omogočuje vrlo brzo upotrebu.

E. Br i precizan

Wortie® Liquid suši se za približno 30 sekundi in tako pomaga spriciti mrlje in nadraživanje. Precizan aplikator sprječava oštecenje zdrave okolne kože.

F. Kako se upotrebljava Wortie® Liquid?

Področje operite toplo vodom in sapunom. Prije nanošenja proizvoda koža mora biti suha.

G. Upozorenja

- Upotrebljavajte samo sukladno uputi za upotrebu.
- Tekućino nanesite samo na bradavico.
- Posebno pazite da medicinski proizvod ne nanoste na zdrave okolne kože.
- Ne nanosite na područja s tankom ili osjetljivom kožom poput lica, pazuh, prsi, stražnjice ali na genitalno područje. Upotreba na tim područjima može izazvati draženje in/ali ožilje.
- Ne upotrebljavajte medicinski proizvod ako bradavici ne vidite jasno ili neka vam ga netko pogrne nanijeti.

Tekučina za uklanjanje bradavica

A. Za što se upotrebljava Wortie® Liquid i kdo ga može upotrebljavati?

Wortie® Liquid, sredstvo za uklanjanje bradavica na rukama ili nogama, dostupno je bez recepta. Wortie® Liquid primeren je za odrasle in djecu stariju od 4 godine.

B. Kako nastaju bradavice

Obične bradavice male su izrasline štirih, ki jih učinkovito povzroča humani papiloma virus (HPV), ki je zelo zarazni in može se prenositi s jedne osebe na drugu in s jednoga mesta na tijelu na drugo putem neposrednog kontakta sa zaraženim područjem. Bradavice se često razvijaju na prstima ili na vanjskoj strani dlani, na koljenima i laktovima. Prepoznamo je po grobem, 'cvetačnem' izgledu na površini (poput cvetovca).

Bradavice na stopalimajavljaju se samo na tabanima ili pod prstima nog. Obično so bolne in izgledajo počutno beli obroč na koži, s crnim točkama v sredini. Te su bradavice tako zaražne in mogu se prenjeti na drugu osobu kontaktom s mokrom površinom, npr. podom.

Obične bradavice in bradavice na stopalima tradicionalno se uklanjujaju na dva načina. Prvi način je počutno kislina, ki tvori bradavico, tako što je Wortie® Liquid, ki deluje tako da razgradi bradavico. Drugi način

C. Zašto je Wortie® Liquid drukčiji?

Wortie® Liquid zasnovan je na temelju objavljenih znanstvenih podatkov in ima jedinstveno kombinaciju sestojaka, ki omogočajo, da njegova formulacija bude manje agresivna za učinkovito uklanjanje bradavice. Ta se formulacija na koži brzo suši in ne ostavlja mrlje, a vrlo precizan aplikator sprječava oštecenje zdrave okolne kože. Nakon nanošenja tekućine, priziran flašter prekriva bradavico in omogočuje da tekućina ostane na mestu in istodobno zaščiti bradavico.

D. Kako djeluje Wortie® Liquid?

Tehnologija GTA (tehnologija glikolne kiseline + trikloroacetne kiseline + alkohola):

Ta je tehniko jedinstvena za Wortie® Liquid in zasnovana na najnovijim znanstvenih dostignutjima o bradavicama. To je inovacija, ki je razvila skupina zdravstvenih strokovnjakov in omogočuje vrlo brzo upotrebu.

E. Br i precizan

Wortie® Liquid suši se za približno 30 sekundi in tako pomaga spriciti mrlje in nadraživanje. Precizan aplikator sprječava oštecenje zdrave okolne kože.

F. Kako se upotrebljava Wortie® Liquid?

Področje operite toplo vodom i sapunom. Prije nanošenja proizvoda koža mora biti suha.

G. Upozorenja

- Upotrebljavajte samo sukladno uputi za upotrebu.
- Tekućino nanesite samo na bradavico.
- Posebno pazite da medicinski proizvod ne nanoste na zdrave okolne kože.
- Ne nanosite na područja s tankom ili osjetljivom kožom poput lica, pazuh, prsi, stražnjice ali na genitalno područje. Upotreba na tim područjima može izazvati draženje in/ali ožilje.
- Ne upotrebljavajte medicinski proizvod ako bradavici ne vidite jasno ili neka vam ga netko pogrne nanijeti.

H. Bočni učinki

Wortie® Liquid lahko poškoduje vaše imetje, če pride v stik z oblačili, nakitom, pohištvo ali tlemi.

- V primeru vnetja ali močnejše bolečine in rdečine po nanosu, prekinite z uporabo izdelka, previdno umijte področje z vodo in milom, da odstranite izdelek s kože ter se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
- Če opazite, da rdečina ali draženje vztraja po enem ali več nanosov, prenehajte z uporabo pripomočka in se posvetujte z zdravnikom.
- Če nanesete preveč tekočine, lahko povzroči draženje in/ali brazgotinjenje.
- Ne uporabljajte pripomočka, če bradavice ne vidište jasno ali naj vam nekdo pomaga z nanosom.
- Ne uporabljajte pripomočka, če ste preobčutljivi na katerokoli izmed sestavin.
- Ne uporabljajte pri otrocih, mlajših od 4 let.
- Ne uporabljajte na razdrožena koži ali na katerom koli področju, ki je okuženo, porcelano ali kaže znake vnetja kot sta srbenje ali otekanje. Nanos pripomočka na ta področja lahko povzroči poslabšanje stanja, ki morda ni bradavica in ga mora pregledati zdravnik.
- Če s pripomočkom oskrbujete kožno spremembu, ki ni bradavica, se lahko čas zdravljenja podlaga. Stanje vaše kože se lahko resno poslabša ali vodi do bolezni.
- Ne uporabljajte na nečistih področjih, ki jih običajno prehodno; v redkih primerih se lahko na koži pojavi madež (temna ali rdeča koža).
- Prenehajte z uporabo izdelka in takoj obvestite vašega zdravnika ali farmacevta, če se ti učinki poslabšajo ali se izraziti nepričakovano lagodje.
- Zaščitite oskrbovan področje pred neposredno UV svetlobo in soncem, da se izognete draženju ali hiperpigmentaciji. Uporaba obliž vam pomaga pri zaščiti pred neposredno sončno svetlobo.

I. Možni neželeni učinki

Kot vsi drugi odstranjevalci bradavic, ima tudi Wortie® Liquid lahko neželeni učinki, čeprav se ne pojavijo pri vseh uporabnikih:

- Med delovanjem raztopine boste lahko občutili rahlo zbadajoč ali pekoč občutek in/ali blago občutljivost oskrbovanega področja. To je običajno prehodno; v redkih primerih se lahko na koži pojavi madež (temna ali rdeča koža).
- Prenehajte z uporabo izdelka in takoj obvestite vašega zdravnika ali farmacevta, če se ti učinki poslabšajo ali se izraziti nepričakovano lagodje.
- Zaščitite oskrbovan področje pred neposredno UV svetlobo in soncem, da se izognete draženju ali hiperpigmentaciji. Uporaba obliž vam pomaga pri zaščiti pred neposredno sončno svetlobo.

J. Nadaljevanje zdravljenja

Oskrbovan področje ohranjajte čisto.

- Med uporabo pripomočka lahko plavate ali se prate.
- Oskrbovane področje ne praskajte, ker lahko pride do okužbe.
- Izogibajte se soncu.

Vsebina pakiranja Wortie® Liquid

• Steklenička, napolnjena s 5 ml tekočine. Količina tekočine je zadostna za 18 nanosov, kar pokrije celoten čas oskrbe.

- 18 brezbarvnih obližev za enkratno uporabo za prekritev in zaščito bradavice po nanosu tekočine.

To navodilo za uporabo vsebuje informacije o delovanju pripomočka kot tudi opozorila in omejitve pri uporabi.

Sestavine:

- denaturiran - alkohol - glikolna - kislina, trikloroacetna kislina,

Izdelovalec:

YouMedical B.V.

Barbara Strozzielaan 201

1083 HN Amsterdam

Nizozemska

Distributer:

Medis, d.o.o.

Brnčičeva 1,

Ljubljana

C € 0481

Datum revizije navodila: julij 2018.

Izdelek lahko uporabljajte do konca roka uporabe, označenega na škatli.

Izdelovalec:

YouMedical B.V.

Barbara Strozzielaan 201

1083 HN Amsterdam

Nizozemska

Vrijeme do nestanka bradavice

Neke bradavice nestaneku na teden, dana uporabe medicinskog proizvoda.

Uporabite medicinski proizvod dvaput tjedno kako je gore opisano dok bradavica ne nestane.

Vrijeme do nestanka bradavice uvelike ovisi o veličini bradavice. Neke bradavice nestaneku na teden dana uporabe medicinskog proizvoda, a za veće bradavice treba više vremena, do 8 tedana.

Važno je da se točno pridržavate upute za upotrebu medicinskog proizvoda. Nepravilna uporaba može izazvati osjećaj pečenja ili draženje zdrave kože i prouzročiti trajno oštecenje gornjeg sloja kože.

G. Upozorenja

- Upotrebljavajte samo sukladno uputi za upotrebu.

• Tekućino nanesite samo na bradavico.

• Posebno pazite da medicinski proizvod ne nanoste na zdrave okolne kože.

• Ne nanosite na područja s tankom ili osjetljivom kožom poput lica, pazuh, prsi, stražnjice ili na genitalno područje. Upotreba na tim područjima može izazvati draženje in/ali ožilje.

• Ne upotrebljavajte medicinski proizvod ako bradavici ne vidite jasno ili neka vam ga netko pogrne nanijeti.