

ONETOUCH® Delica® Plus

Naktywacz
Sprožilnik
Szüróeszköz



Lifescan



Naktywacz OneTouch® Delica® Plus pozwała na pobranie kropli krwi wońniczkowej z opuszki palca w bezpieczny i łatwy sposób.

Przed zastosowaniem urządzenia należy zapoznać się z instrukcją obsługi.

System naktywacza OneTouch® Delica® Plus nie zawiera materiałów niezbędnych do pobierania krwi z alternatywnych miejsc wkucia i nie należy go używać do wykonywania testów na przedramieniu lub dłoni.

Urządzenie posiada 13 ustawień głębokości. Wybrana głębokość ustawienia musi być wystarczająca do uzyskania okrągłej kropli krwi, której wielkość umożliwi glukometrowi podanie wyniku pomiaru poziomu cukru we krwi (informacje o odpowiedniej wielkości kropli krwi podano w instrukcji obsługi dotychczasowej do systemu).

UWAGA: Naktywacz OneTouch® Delica® Plus wykorzystuje ostrza OneTouch® Delica® lub OneTouch® Delica® Plus. Do każdego nakucia należy używać nowego, sterylne ostrza. Ponowne użycie ostrza może spowodować jego stępienie lub wygięcie końcówki, co może prowadzić do uszkodzenia skóry, powstawania blizn i odczuwania silniejszego bólu.

OSTRZEŻENIE:

Naktywacz należy przechowywać poza zasięgiem dzieci. Naktywacz, zatyczka naktywacza, ostrza oraz osłony ostrzy stwarzają ryzyko zadławienia.

- 1 Przycisk zwalnający
- 2 Suwak
- 3 Wskaźnik głębokości
- 4 Pokrętko ustawiania głębokości
- 5 Zatyczka naktywacza
- 6 Ostona ostrza



OSTRZEŻENIE:

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia:

- Przed pobraniem próbki należy umyć miejsce nakucia wodą i mydłem.
- Nigdy nie wolno używać ostrza ani naktywacza wspólnie z inną osobą. Urządzenie jest przeznaczone do użytku przez jednego pacjenta.
- Należy zawsze używać nowego, sterylne ostrza – ostrza są przeznaczone wyłącznie do jednorazowego użytku.
- Nie używać ponownie.
- Naktywacz należy utrzymywać w czystości.
- Nie używać ostrzy po upływie daty ważności nadrukowanej na opakowaniu.

Przygotowanie naktywacza

1. Zdjąć zatyczkę naktywacza

W celu zdjęcia zatyczki należy najpierw przekręcić ją, a następnie pociągnąć ją w linii prostej.



2. Włożyć sterylne ostrze do naktywacza

Wsunąć ostrze zgodnie z instrukcją na obrazku, tak aby pasowało ono do mocowania ostrza. Wsuwać ostrze, aż zaskoczy na swoim miejscu i zostanie dokładnie osadzone w mocowaniu.




Przekręcić nakładkę zabezpieczającą o jeden pełny obrót, aż będzie można ją zdjąć z ostrza. **Zachować nakładkę zabezpieczającą w celu wyjęcia i utylizacji ostrza.** Więcej – *Usuwanie zużytego ostrza.*



3. Założyć zatyczkę naktywacza

Nałożyć zatyczkę z powrotem na naktywacz. Przekręcić lub wcisnąć zatyczkę, aby odpowiednio ją zabezpieczyć.




Upewnić się, że zatyczka jest wyrównana w sposób pokazany na rysunku.



4. Wyregulować głębokość nakucia

Urządzenie posiada 13 ustawień głębokości nakucia (każda kropka pomiędzy cyframi od 1 do 7 na pokrętko ustawiania głębokości to dodatkowe dostępne ustawienie głębokości). Wyregulować głębokość, przekręcając pokrętko ustawiania głębokości. Mniejsze cyfry oznaczają płytsze nakucie, a większe cyfry oznaczają głębsze nakucie.



UWAGA: W pierwszej kolejności należy spróbować płytszego ustawienia, a następnie stopniowo zwiększać głębokość nakucia, aż do momentu uzyskania próbki krwi o odpowiedniej wielkości (należy zapoznać się z instrukcjami dla glukometru).

5. Naciągnąć przycisk napinający naktywacza
Przesunąć suwak do tyłu, aż nastąpi kliknięcie. Jeśli nie nastąpiło kliknięcie, naktywacz mógł już być przygotowany do nakucia w chwili wkładania ostrza.



Pobieranie próbki krwi z opuszki palca

Za każdy raz należy wybrać inne miejsce nakucia. Powtarzanie nakucia w tym samym miejscu może powodować bolesność i powstawanie zgrubień.

Przed wykonaniem testu należy umyć ręce i miejsce pobrania ciepłą wodą z mydłem. Następnie ręce należy dokładnie optukać i wysuszyć. Zanieczyszczenia występujące na skórze mogą wpływać na wyniki.

1. Nakłuć palec

Docisnąć pewnie naktywacz do bocznej powierzchni palca. Naciśnięcie przycisku zwalnającego. Odsunąć naktywacz od palca.



2. Pobrać kulistą kroplę krwi

Delikatnie ścisnąć i/lub masować opuszkę palca, aż pojawi się kulista kropla krwi.



UWAGA: Jeśli krew rozmaże się lub ścieknie, nie należy używać tej próbki. Wysuszyć miejsce nakucia i delikatnie wcisnąć kolejną kroplę krwi lub nakłuć nowe miejsce.



Nanoszenie próbki

Nanieść próbkę krwi zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w instrukcji glukometru lub systemu.

Usuwanie zużytego ostrza

UWAGA: Naktywacz jest wyposażony w funkcję wysuwania ostrza, dlatego nie ma potrzeby jego ręcznego wyjmowania.

1. Zdjąć zatyczkę naktywacza

W celu zdjęcia zatyczki należy najpierw przekręcić ją, a następnie pociągnąć ją w linii prostej.



2. Zabezpieczyć odsoniętą końcówkę ostrza

Przed wyjęciem ostrza z naktywacza umieścić osłonę ostrza na twardej powierzchni i wcisnąć końcówkę ostrza w płaską część osłony.




3. Wysunąć ostrze

Trzymając naktywacz skierowany do dołu, przesunąć suwak do przodu, aż ostrze wysunie się z naktywacza. Jeśli ostrze nie zostanie prawidłowo wysunięte, należy ponownie naciągnąć przycisk napinający, a następnie przesunąć suwak do przodu, aż ostrze zostanie wysunięte.



4. Założyć zatyczkę naktywacza

Nałożyć zatyczkę z powrotem na naktywacz. Przekręcić lub wcisnąć zatyczkę, aby odpowiednio ją zabezpieczyć.



Upewnić się, że zatyczka jest wyrównana w sposób pokazany na rysunku.



Należy zachować ostrożność podczas utylizacji zużytego ostrza po każdym użyciu, aby uniknąć przypadkowego zranienia. W regionie użytkownika zużyte ostrza mogą być uznawane za odpady biologiczne niebezpieczne. W celu odpowiedniej ich utylizacji należy przestrzegać zaleceń pracowników służby zdrowia lub przepisów lokalnych.

Przechowywanie naktywacza

Nie obowiązują specjalne warunki przechowywania. Przechowywać wraz z etui dotychczasowym do systemu.

Czyszczenie naktywacza i zatyczki

Informacje dotyczące czyszczenia i dezynfekcji znajdują się w instrukcji obsługi dotychczasowej do glukometru. Jeżeli instrukcje obsługi nie zawierają tego typu informacji dla niniejszego naktywacza i zatyczki, należy postępować zgodnie z instrukcjami podanymi poniżej.

Elementy te należy czyścić, przecierając je miękką ściereczką zamoczoną w wodzie z delikatnym detergentem. Naktywacza **nie wolno** zanurzać w jakichkolwiek cieczach.

W celu dezynfekcji tych elementów należy przygotować roztwór składający się ze środka wybielającego i wody zmieszanych w stosunku 1:9. Przetrzeć naktywacz miękką ściereczką zamoczoną w tym roztworze. Na 30 minut zanurzyć w tym roztworze **samą zatyczkę**. Po dezynfekcji krótko przepłukać wodą i pozostawić oba elementy do wyschnięcia.*

*Przestrzegać zaleceń producenta w zakresie stosowania i przechowywania wybielacza.

NASZE ZOBOWIĄZANIA WOBEC PAŃSTWA:

Naszym celem jest zapewnienie produktów wysokiej jakości, a także zapewnienie wsparcia klientom na najwyższym poziomie. Jeżeli nie są Państwo w pełni zadowoleni z tego produktu, lub jeżeli mają Państwo pytania dotyczące użytkowania jakiegokolwiek produktu OneTouch®, prosimy o kontakt z Działem Wsparcia Klienta. Skontaktuj się z Działem Wsparcia Klienta pod numerem 801232323 w godzinach od 08:30 do 16:30 od poniedziałku do piątku. Jeżeli nie można skontaktować się z Działem Wsparcia Klienta, należy skontaktować się z pracownikiem służby zdrowia.

Sprožilnik OneTouch® Delica® Plus omogoča varen in preprost način pridobivanja kapilarne krvi iz blazinice prsta.

Pred uporabo pripomočka preberite ta navodila za uporabo.

Sprožilnik OneTouch® Delica® Plus ne vključuje materialov, potrebnih za odvzem vzorca krvi iz alternativnega mesta odvzema (AST) in ga ne smete uporabljati za testiranje na podlahti ali dlani.


Pripomoček ima 13 nastavitve globine. Nastavitev, ki jo izberete, mora biti dovolj globoka, da dobite okroglo kapljico krvi, ki je dovolj velika, da lahko merilnik pridobi rezultat glukoze v krvi. (Glejte navodila za uporabo, priložena sistemu, za podatke o pravilni velikosti vzorca krvi.)

OPOMBA: Sprožilnik OneTouch® Delica® Plus uporablja lancete OneTouch® Delica® ali OneTouch® Delica® Plus. Pri vsaki meritvi uporabite novo sterilno lanceto. Vnovična uporaba lancet lahko otopi ali upogne konico lancete, kar poškoduje kožo, povzroči brazgotine in večjo bolečino.

POZOR:

Sprožilnik shranjujte nedosegljiv otrokom. Sprožilnik, pokrovček, lancete in zaščitni pokrovčki lancet predstavljajo nevarnost zadušitve.

- 1 Sprožilni gumb
- 2 Drsnik
- 3 Kazalnik globine
- 4 Kolesce za nastavljanje globine
- 5 Pokrovček sprožilnika
- 6 Zaščitni pokrov



POZOR:

Za zmanjšanje možnosti okužbe:

- Pred odvzemom vzorca mesto odvzema vzorca umijte z milom in toplo vodo.
- Lancete in sprožilnika nikoli ne souporablajte z drugo osebo. Za uporabo pri samo enem bolniku.
- Pri vsaki meritvi uporabite novo sterilno lanceto, saj so lancete namenjene za enkratno uporabo. **Ne** uporabite ponovno.
- Vzdružite čistočo sprožilnika.
- **Ne** uporabljajte lancet po poteku roka uporabnosti, ki je natisnjen na embalaži.

Priprava sprožilnika

1. Odstranite pokrovček sprožilnika

Pokrovček odstranite tako, da ga zavrtite in povlečete naravnost s sprožilnika.



2. Vstavite sterilno lanceto v sprožilnik

Poravnajte lanceto, kot je prikazano na sliki, tako da se prilaga držalu lancete. Lanceto potiskajte v sprožilnik, dokler se ne zaklopi in popolnoma namesti v držalu.




Zaščitni disk zavrtite za en poln obrat, da se loči od lancete. **Zaščitni disk shranite za odstranjevanje lancete.** Glejte *Odstranjevanje uporabljenih lancet.*



3. Ponovno namestite pokrovček na sprožilnik

Pokrovček ponovno namestite na sprožilnik. Obrnite in potisnite ga na sprožilnik, da ga popolnoma namestite.




Pazite, da je pokrovček poravnat, kot je prikazano na sliki.



4. Prilagodite nastavitve globine vboda

Pripomoček ima 13 nastavitve globine vboda (vsaka pika, prikazana med številkami od 1 do 7 na kolescu za nastavljanje globine, označuje dodatno nastavitve globine). Nastavite globino z vrtenjem kolesca za nastavljanje globine. Manjše številke označujejo plitvejši vbod, večje pa globlji vbod.



OPOMBA: Najprej poskusite plitvo nastavitve in večajte globino, dokler ne najdete globine, ki zadostuje za pridobivanje vzorca krvi ustreznih velikosti (glejte navodila merilnika).

5. Napnite sprožilnik

Potisnite drsnik nazaj, tako da zaslišite klik. Če ne zaslišite klika, se je morda že napel med vstavljanjem lancete.



Vzorčenje krvi iz blazinice prsta

Ob vsaki meritvi izberite drugo mesto vboda. Večkratni vbodi na istem mestu lahko povzročijo bolečino in zadebelitev kože.

Pred meritvijo si temeljito umijte roke in mesto vzorčenja s toplo vodo in milom. Roke splaknite in jih popolnoma posušite. Onesnaženje na koži lahko povzroči napačne rezultate.

1. Zbodite se v prst

Sprožilnik trdno držite ob strani prsta. Pritisnite sprožilni gumb. Sprožilnik odstranite s prsta.



2. Pridobite okroglo kapljico krvi

Nežno stisnite in/ali masirajte prstno blaznico, dokler se na njej ne pojavi okrogla kapljica krvi.



OPOMBA: Če se kri razmaže ali odteče navzdol, **ne** uporabite tega vzorca. Posušite mesto in nežno iztisnite drugo kapljico krvi ali pa prebodite kožo na drugem mestu.



Nanos vzorca

Nanesite vzorec krvi po navodilih za merilnik ali sistem, da zagotovite pravi nanos vzorca.

Odstranjevanje uporabljenih lancet

OPOMBA: Ta sprožilnik ima funkcijo izmeta, zato vam uporabljene lancete ni treba izveliči.


1. Odstranite pokrovček sprožilnika

Pokrovček odstranite tako, da ga zavrtite in povlečete naravnost s sprožilnika.



2. Pokrijte izpostavljeno konico lancete

Praden odstranite lanceto, postavite zaščitni pokrovček lancete na trdo površino, potem pa konico lancete potisnite v plosko stran diska.




3. Izvrzite lanceto

Sprožilnik usmerite navzdol in potisnite drsnik naprej, dokler lanceta ne izskoči iz sprožilnika. Če se lanceta ne izvrže pravilno, ponovno napnite sprožilnik in potisnite drsnik naprej, tako da lanceta izskoči iz sprožilnika.



4. Ponovno namestite pokrovček na sprožilnik

Pokrovček ponovno namestite na sprožilnik. Zavrtite pokrovček ali ga potisnite na sprožilnik, da ga popolnoma namestite.



Pazite, da je pokrovček poravnat, kot je prikazano na sliki.



Po vsaki uporabi previdno zavrtite uporabljeno lanceto, da se ne bi po nesreči zbodli. V vaši državi se uporabljene lancete morda obravnavajo kot biološko nevarni odpadki. Za pravilno odstranjevanje upoštevajte priporočila zdravstvenega strokovnjaka ali lokalne predpise.

Shranjevanje sprožilnika

Ni posebnih pogojev za shranjevanje. Shranite ga v etui, ki je bil priložen sistemu.

Čiščenje sprožilnika in pokrovčka

Glejte navodila za uporabo ali priročnik za uporabnika vašega merilnika glede čiščenja in razkuževanja. Če za sprožilnik in pokrovček v navodilih ali priročniku ni izrecnih navodil, upoštevajte spodnja navodila.

Predmete očistite tako, da jih obrišete z mehko krpo, ki je navlažena z vodo in blagim detergentom. Sprožilnika **ne** potopite v tekočino.

Za razkuževanje pripravite raztopino iz 1 dela gospodinjskega belila in 9 delov vode. Obrišite sprožilnik z mehko krpo, navlaženo s to raztopino. V raztopino dajte **samo pokrovček** ga pustite v njej 30 minut. Po razkuževanju na kratko izperite z vodo in pustite, da se posuši na zraku.*

*Za ravnanje z belilom in njegovo shranjevanje upoštevajte navodila proizvajalca.

NAŠA POMOČ ZA VAS:

Naš cilj je uporabnikom nuditi kakovostne medicinske pripomočke in odlično podporo. Če z našim izdelkom niste popolnoma zadovoljni ali če imate vprašanja o uporabi katerega koli izdelka OneTouch®, se obrnite na oddelk za stike s strankami. Pokličite oddelk za stike s strankami LifeScan, od pon. do pet., od 8.00 do 16.00, na tel. št. 080 14 41. Če ne morete poklicati oddelka za stike s strankami, se za nasvet obrnite na zdravstvenega strokovnjaka.

A OneTouch® Delica® Plus szűrőeszköz lehetővé teszi, hogy biztonságosan és egyszerűen tudjon kapillárisvért venni az ujjbegyből.

Az eszköz használata előtt, kérjük, olvassa el a használati utasítást.

Az Ön OneTouch® Delica® Plus szűrőeszközrendszere nem tartalmaz alternatív helyen végzett mérés (AHM) elvégzéséhez szükséges anyagokat, és nem használható a felkaron vagy a tenyéren történő vizsgálatához.

Az eszköz 13 különböző mélységi beállítással rendelkezik. A kiválasztott beállításnak elég mélynek kell lennie, hogy egy akkora kerek vércseppet kapjon, amely elegendő a vércukorszint megméréséhez. (A vérminta megfelelő méretét lásd a rendszerhez mellékelt felhasználói útmutatóban.)

MEGJEGYZÉS: A OneTouch® Delica® Plus szűrőeszköz OneTouch® Delica® vagy OneTouch® Delica® Plus lándzsákkal használható. Minden vizsgálathoz új, steril lándzsát használjon. A lándzsa hegye az ismételt felhasználás hatására tompulhat vagy elgörbülhet, ami a bőr sérülését, hegesedést vagy komolyabb fájdalmat okozhat.

FIGYELEM:

A szűrőeszközt tartsa távol a gyermekektől! A szűrőeszköz, a kupak, a lándzsa és a lándzsa védőburkolata fulladásveszélyes.

- 1 Kioldógomb
- 2 Csúszka
- 3 Szűrőmélységjelző
- 4 Szűrőmélység-beállító kerék
- 5 Szűrőeszköz kupakja
- 6 Védőburkolat



FIGYELEM:

A fertőzés esélyét csökkentendő:

- Mintavétel előtt ne fedje szappannal és vízzel lemosni a szűrő helyét.
- Soha ne használjon másokkal közös lándzsát vagy szűrőeszközt. Csak egy betegnél történő használatra alkalmas.
- Mindig új, steril lándzsát használjon – a lándzsák csak egyszeri használatra valók. **NE** használja újra.
- Szűrőeszközét tartsa tisztán.
- **NE** használja a lándzsákat a csomagolásra nyomtatott szavatossági idő lejártá után.

Szűrőeszköz előkészítése


1. Vegye le a szűrőeszköz kupakját

Fordítsa el a kupakot, majd húzza le az eszköztől.



2. Helyezzen be egy steril lándzsát a szűrőeszközbe

Az ábrán látható módon tartsa a lándzsát, hogy be tudja illeszteni a lándzsatartóba. Kattanásig tolja be a lándzsát az eszközbe, amíg az szilárdan nem rögzül a tartóban.




Fordítsa el a védőkorongot, amíg az le nem válik a lándzsáról. **Tegye félre a védőkorongot a lándzsa kihúzásához és az ártalmatlanításhoz.** Lásd: *Használt lándzsa eltávolítása.*



3. Tegye vissza a szűrőeszköz kupakját

Tegye vissza a kupakot az eszközre; fordítsa el a kupakot, vagy nyomja azt egyenesen az eszközre, hogy rögzüljön.



Ellenőrizze, hogy a kupak a képen láthatóan egy vonalban van-e az eszközzel.



4. Állítsa be a szűrőmélységet

Az eszközön 13 különböző szűrőmélység állítható be (a szűrőmélység-beállító keréken az 1–7 számok közti pontok további szűrőmélység-beállításokat jelentenek). A mélységbeállító kerék elforgatásával állíthatja be a szűrőmélységet. A kisebb számok felszínebb szűrást, a nagyobbak pedig mélyebb szűrást jelölnek.



MEGJEGYZÉS: Először próbáljon felszínebben szűrni, majd növelje a mélységet mindaddig, amíg meg nem találja azt a mélységet, amelynél kellő méretű vérmintát kap (lásd a vércukormérő utasításait).

5. Szűrőeszköz felhúzása

Kattanásig húzza hátra a csúszkát. Ha nem kattan, előfordulhat, hogy a felhúzás már a lándzsa behelyezésekor megtörtént.



2. Nyerjen egy kerek vércseppet

Finoman szorítsa össze és/vagy masszírozza az ujjbegyét, amíg ki nem alakul egy kerek vércsepp.



MEGJEGYZÉS: Ha a vér elkenődik vagy szétfolyik, **NE** használja fel mintaként! Törölje szárazra a területet és finoman masszírozzon ki egy másik vércseppet, vagy szűrjön meg egy másik helyet.



Vérminta felvitele

A vércukormérő vagy a rendszer útmutatójának a helyes mintafelvittel kapcsolatos utasításai szerint vigye fel a vérmintát.

Használt lándzsa eltávolítása

MEGJEGYZÉS: Ez a szűrőeszköz rendelkezik egy kiadási funkcióval, hogy ne kelljen kihúzni a használt lándzsát.

1. Vegye le a szűrőeszköz kupakját

Fordítsa el a kupakot, majd húzza le az eszköztől.



2. A szabadon lévő lándzsahegy befedése

A lándzsa eltávolítása előtt tegye a lándzsa védőburkolatát egy kemény felületre, és nyomja a lándzsahegyet a korong sima felszínébe.




3. Lándzsa kiadása

Lefelé tartva a lándzsát, nyomja előre a csúszkát, amíg a lándzsa ki nem esik az eszközből. Ha a lándzsa nem jön ki teljesen az eszközből, akkor húzza azt fel, majd újra nyomja előre a csúszkát, amíg a lándzsa ki nem esik.



4. Tegye vissza a szűrőeszköz kupakját

Tegye vissza a kupakot az eszközre; fordítsa el a kupakot, vagy nyomja azt egyenesen az eszközre, hogy rögzüljön.



Ellenőrizze, hogy a kupak a képen láthatóan egy vonalban van-e az eszközzel.



A használt lándzsa hulladékkezelését óvatosan kell végezni, az akaratlan szúrások sérülések elkerülése érdekében. A használt lándzsák az Ön országában biológiailag veszélyes hulladéknak minősülhetnek. Ügyeljen arra, hogy betartsa az egészségügyi szakemberek ajánlásait és a helyi szabályozásokat a megfelelő hulladékkezelést illetően.

Szűrőeszköz tárolása

Nincsenek különleges tárolási feltételek előírva. A rendszerhez mellékelt hordtáskával együtt tárolja.

Szűrőeszköz és kupak tisztítása

A tisztítást és a fertőtlenítést lásd a vércukormérőhöz mellékelt felhasználói útmutatóban vagy tulajdonosi kézikönyvben. Ha a felhasználói útmutatóban vagy tulajdonosi kézikönyvben nincsenek utasítások ehhez a szűrőeszközhöz és kupakhoz, akkor az alábbi utasítások szerint végezze a tisztítást.

A tisztításhoz törölje le ezeket az eszközöket kímélő mosószeres vízzel megnedvesített puha törülköendővel. **NE** mártsa a szűrőeszközt semmilyen folyadékba.

A fertőtlenítéshez készítsen egy rész háztartási hipóból és kilenc rész vízből álló oldatot. Törölje le a szűrőeszközt a fenti oldattal megnedvesített puha törülköendővel. **Kizárólag a kupakot** áztassa ebben az oldatban 30 percen át. Fertőtlenítés után rövid ideig öblítse le vízzel, és mindkét eszközt hagyja a levegőn megszáradni.*

*A hipó kezelésekor és tárolásakor kövesse a gyártó utasításait.

VÁLLALÁSUNK ÖN FELÉ:

Célunk, hogy minőségi egészségügyi termékeket és elkötelezett ügyfélszolgálatot biztosítsunk az Ön számára. Ha nincs teljesen megelégedve ezzel a termékkel, vagy kérdése lenne bármelyik OneTouch® termék használatával kapcsolatban, akkor lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal. Ingyenes Ügyfélszolgálat: 06 80 019 653 Hétköznapokon 8:00-16:00-ig. Ha nem éri el az ügyfélszolgálatot, lépjen kapcsolatba az Önt ellátó egészségügyi szakemberrel támogatásért.

Opis symboli

Pełny opis wszystkich wykorzystywanych symboli można znaleźć w instrukcji obsługi dotyczącej do systemu.



Uwagi i ostrzeżenia: Informacje dotyczące bezpieczeństwa można znaleźć w instrukcji obsługi oraz w pozostałych materiałach dotyczących do systemu.



Zapoznać się z instrukcją obsługi



Wytwórca



Nie używać ponownie



Wyjałowiony promieniowaniem



Nie utylizować z odpadami komunalnymi



Data ważności

Opis simbolov

Za popoln opis vseh uporabljenih simbolov si oglejte priročnik za uporabnika, priložen sistemu za merjenje ravni glukoze v krvi.



Previdnostni ukrepi in opozorila: Informacije, povezane z varnostjo, so na voljo v priročniku za uporabnika in v drugih dokumentih, ki so bili priloženi sistemu.



Glejte navodila za uporabo



Proizvajalec



Samo za enkratno uporabo



Sterilizirano s sevanjem



Ločeno odlaganje odpadkov



Rok uporabnosti

Szimbólumok magyarázata

Az alkalmazott szimbólumok teljes magyarázatát lásd a rendszerhez mellékelt felhasználói útmutatóban.



Figyelmeztetés és vigyázat: A biztonsági tudnivalókat lásd a tulajdonosi kézikönyvben és a rendszerhez mellékelt tájékoztatókban.



Lásd a használati utasításban



Gyártó



Ne használja újra



Sugárzással sterilizálva



Veszélyes hulladékként kezelendő



Felhasználhatósági dátum



Asahi Polyslider Co., Ltd.
860-2 Misaki, Maniwa
Okayama 719-3226, Japan



LifeScan Europe GmbH
6300 Zug
Switzerland

OneTouch®

AW 07195801A

Data aktualizacji:/ Datum revizije:/

EIL dátum: 09/2018

© 2019 LifeScan, Inc.



0120