

RAPID SARS-COV-2 ANTIGEN TEST CARD

INSTRUCTION GUIDE FOR ANTERIOR NASAL SWAB SPECIMENS

For self-testing

REF	1N40C5-2	For 1 Test/Box
REF	1N40C5-4	For 5 Tests/Box
REF	1N40C5-6	For 20 Tests/Box

Please follow the instruction leaflet carefully.

INTENDED USE

Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card is an immunochemical assay based one step in vitro test. It is designed for the rapid qualitative determination of SARS-CoV-2 virus antigen in anterior nasal swabs from individuals suspected of COVID-19 within the first seven days of symptom onset. Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card shall not be used as sole test to diagnose or exclude SARS-CoV-2 infection. Children under 14 years of age should be assisted by an adult.

SUMMARY

The novel coronaviruses belong to the β genus. COVID-19 is an acute respiratory infectious disease. People are generally susceptible. Typically, the patients infected by the novel coronavirus are the main source of infection, asymptomatic infected people can also be an infectious source. Based on the current epidemiological investigation, the incubation period is 1 to 14 days, mostly 3 to 7 days. The main manifestations include fever, fatigue and dry cough. Nasal congestion, runny nose, sore throat, myalgia and diarrhea are found in a few cases.

MATERIALS PROVIDED

Components	For 1 Test/Box	For 5 Tests/Box	For 20 Tests/Box
Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card	1	5	20
(sealed foil pouch)			
Sterile swab	1	5	20
Extraction tube	1	5	20
Sample extraction buffer	1	5	20
Instructions for use (this leaflet)	1	1	1
Tube stand	1 (packaging)	1	1

PERFORMANCES (SENSITIVITY AND SPECIFICITY)

Rapid SARS-CoV-2-Antigen Test Card was compared to the confirmed clinical diagnosis. The Study involved 156 samples.

Sensitivity	96,77%
Specificity	99,20%
Accuracy	98,72%

A feasibility study demonstrated that:

- 99,10% of non-professionals carried out the test without requiring assistance

- 97,87% of the different types of results were interpreted correctly

INTERFERENCES

None of the following substances at the tested concentration showed any interference with the test.

Whole Blood: 1%	Alkalot: 10%	Mucin: 2%
Phenylephrine: 15%	Tobramycin: 0,0004%	Oxymetazoline: 15%
Menthol: 0,15%	Cronolyn: 15%	Benzocain: 0,15%
Fluticasone Propionate: 5%	Mupirocin: 0,25%	Zicam Nasal Spray: 5%
Oseletamivir Phosphate: 0,5%	sodium chloride: 5%	Human Anti-mouse Antibody (HAMA): 60 ng/mL
Biotin: 1200 ng/mL		

IMPORTANT INFORMATION BEFORE THE EXECUTION

1. Read this instruction guide carefully.
2. Do not use the product beyond the expiration date.
3. Do not use the product if the pouch is damaged or the seal is broken.
4. Store the test device at 4 to 30°C in the original sealed pouch. Do Not Freeze.
5. The product should be used at room temperature (15°C to 30°C). If the product has been stored in a cool area (less than 15°C), leave it at normal room temperature for 30 minutes before using.
6. Handle all specimens as potentially infectious.
7. Inadequate or inappropriate specimen collection, storage, and transport may yield inaccurate test results.
8. Use the swabs included in the test kit to ensure optimal performance of the test.
9. Correct specimen collection is the most important step in the procedure. Make sure to collect enough specimen material (nasal secretion) with the swab, especially for anterior nasal sampling.
10. Blow the nose several times before collecting specimen.
11. The specimens should be tested as soon as possible after collection.
12. Apply the drops of test specimen only to the specimen well (S).
13. Too many or too few drops of extraction solution can lead to an invalid or incorrect test result.
14. When used as intended, there should not be any contact with the extraction buffer. In case of contact with skin, eyes, mouth or other parts, rinse with clear water. If an irritation persists, consult a medical professional.
15. Children under 14 years of age should be assisted by an adult.

LIMITATIONS

1. The test is to be used exclusively for the qualitative detection of SARS-CoV-2 viral antigen in anterior nasal swab specimens. The exact concentration of SARS-CoV-2 viral antigen cannot be determined as part of this test.
2. Proper specimen collection is critical. Failure to follow the procedure may result in inaccurate test results. Improper collection, storage, or even freezing and thawing of the specimen can lead to inaccurate test results.
3. If the viral load of the specimen is below the detection limit of the test, the test may produce a negative result.
4. As with all diagnostic tests, a definitive clinical diagnosis should not be based on the result of a single test, but should be made by the physician after evaluation of all clinical and laboratory results.
5. A negative result does not exclude viral infection except for SARS-CoV-2 and should be confirmed by molecular diagnostic methods if COVID-19 is suspected.
6. A positive result does not exclude co-infection with other pathogens.
7. The SARS-CoV-2 rapid antigen test can detect both viable and non-viable SARS-CoV-2 material. The performance of the SARS-CoV-2 rapid test is dependent on viral load and may not correlate with other diagnostic methods performed on the same specimen.
8. Users should test specimens as soon as possible after specimen collection and within two hours of specimen collection.
9. Sensitivity for nasal or oropharyngeal swabs may be lower than nasopharyngeal swabs. It is recommended to use the nasopharyngeal swab specimens by healthcare professionals.
10. Monoclonal antibodies may fail to detect, or detect with less sensitivity, SARS-CoV-2 viruses that have undergone minor amino acid changes in the target epitope region.
11. The amount of antigen in a sample may decrease as the duration of illness increases. Specimens collected after day 5-7 of illness are more likely to be tested negative compared to a RT-PCR assay.
12. The kit was validated with the assorted swabs. Use of alternative swabs may result in false negative results.
13. The validity of Rapid SARS-CoV-2 Antigen Test Card has not been proven for identification/confirmation of tissue culture isolates and should not be used in this capacity.
14. Cross-reactivity of the Test Device was evaluated by testing viruses and other microorganisms. The final test concentrations of viruses and other microorganisms are documented in the Cross-Reactivity-Study. The therein following viruses and other microorganisms except the Human SARS-coronavirus have no effect on the test results of the Test Device. Positive test results do not rule out co-infections with other pathogens. Positive results may occur in cases of infection with SARS-CoV.

PREPARATION

- Clear, clean and dry a flat surface.
- Check the test kit contents. Make sure that nothing is damaged or broken.
- Timer at hand.
- Blow your nose several times before collecting specimen.
- Wash hands.


DISPOSAL

The test kit may be disposed of with normal household waste in accordance with the applicable local regulations.

PROCEDURE

This test is suitable for people of all ages. The recommended operators are aging from 14 to 90. Children under 14 years of age should be tested by an adult. Do not continue the test if the child feels any pain.

1



Caution: Open it away from your face and be careful not to spill any of the liquid.

2



Caution: Avoid touching the bottle against the tube.

3



Find the swab in the sealed wrapper in front of you. Identify the soft, fabric tip of the swab.

4



Peel open the swab packaging and gently take out the swab.

Caution: Never touch the soft, fabric tip of the swab with your hands.

5



Carefully insert swab into one nostril. The swab tip should be inserted no less than 2,5 cm (1 inch) from the edge of the nostril. Roll swab 3-4 times along the mucosa inside the nostril. Leave swab in the nostril for several seconds. Using the same swab, repeat this process for the other nostril. Withdraw swab from the nasal cavity.


Caution: This may feel uncomfortable. Do not insert the swab any deeper if you feel strong resistance or pain.

6



Place swab into extraction tube. Roll swab three to five (3-5) times. Leave swab in extraction buffer for 1 minute.

7



Pinch extraction tube with fingers and remove the solution from swab as much as possible.

8



Install the nozzle cap onto the sample extraction tube tightly.

9



Bring the kit components to room temperature before testing. Open the pouch and remove the card. Place the card on a flat and level surface.

Caution: Once opened, the test card must be used immediately.


10



Invert the extraction tube and add 3 drops (about 75 μ L) of test specimen into the specimen well (S) by gently squeezing the extraction tube.

Caution: The formation of air bubbles in the specimen well (S) must be avoided.

11



Read the results at 15-20 minutes.

Caution: Results after 20 minutes may not be accurate.

The used device may be disposed of with normal household waste in accordance with the applicable local regulations.

INTERPRETATION OF RESULTS


Positive:

If two colored bands appear with one colored band in the Control Zone (C) and another in the Test Zone (T) within 15-20 minutes, the test result is positive.

Caution: No matter how faint the colored band is in the Test Zone (T), the result should be considered as positive.

Negative:

If one colored band appears in the Control Zone (C) and no colored band appears in the Test Zone (T) within 15-20 minutes, the test result is negative.



Invalid:
If no color line appears in the control area (C) within 15-20 minutes, the test is invalid. Repeat the test with a new test card.

QUALITY CONTROL

The control line is an integrated reagent and is used to control the procedure. The control line appears when the test has been performed correctly and the reagents are reactive.

FREQUENTLY ASKED QUESTIONS (FAQ)

1. How does the detection work?
2. When should/can I test myself?
3. What can affect my test result? What should I pay attention to?

You can test yourself whether you have symptoms or not. Studies show that earlier testing within the first 4 days of illness typically means a higher viral load, which is easier to detect. Since the test result is a snapshot valid for that point in time, testing should be repeated as recommended by local authorities.

4. The test strip is clearly discolored or smudged? What is the reason for this?

Please note that the test card should not be used with more than 3 drops of sample, as the liquid absorption of the test strip is naturally limited. If the control line does not appear or the test strip is badly smudged or discolored, making it unreadable, please repeat the test according to the instructions.

5. I have taken the test, but I don't see a control line (C). What should I do?

Your test result is invalid. Observe the answer to question 4 and repeat the test according to the instructions for use.

6. I am unsure about reading the result. What should I do?

For the result to be positive, 2 straight horizontal lines must be clearly visible with the full width of the cassette. If you are still unsure about the results, contact the nearest health facility according to the recommendations of your local authorities.

7. My result is positive. What should I do?

If your result is positive and the test kit thus clearly indicates the control line as well as the test line, you should contact the nearest medical facility as recommended by your local authorities. Your test result may be double-checked and the authority or facility will explain the appropriate next steps.

8. My result is negative. What should I do?

If the test kit only clearly shows the control line, this may mean that you are negative or that the viral load is too low to be detected. If you experience symptoms (headache, fever, migraine, loss of sense of smell or taste, etc.), please consult your primary care physician, or the nearest health care facility as recommended by your local authorities.

9. How can I dispose of the product?

The test kit may be disposed of with normal household waste in accordance with the applicable local regulations.

ACCESORIES:

Accessory	Manufacturer	EC-Representative	CE-Mark
Swab A	Jiangxi Changfeng Medical Industry Co., Ltd. Touqiao Town, Guangdong District Yangzhou 225109 Jiangsu, P.R. China	Lins Service & Consulting GmbH Obere Seegasse 34/2,69124 Heidelberg Germany	CE 0197 acc. 93/42/EEC
Swab B	Goodwood Medical Care Ltd. 1-2 Floor, 3-919 Yanzheng Street Jinzhou District Dalian 116100 Liaoning China	CMC Medical Devices & Drugs S.L. C/ Horacio Lengo No18, CP 29006, Málaga, Spain	CE 0197 acc. 93/42/EEC

UPUTE ZA KORIŠTENJE BRZOG SARS-COV-2 ANTIGEN TESTA ZA UZORKE BRISA IZ PREDNJEgos NOsa

- Za samotestiranje
- | | | |
|-----|----------|----------------------|
| REF | 1N40C5-2 | Za 1 test/kutija |
| REF | 1N40C5-4 | Za 5 testova/kutija |
| REF | 1N40C5-6 | Za 20 testova/kutija |

Pažljivo slijedite letak s uputama.

NAMJENA

Brz SARS-CoV-2 Antigen test je in vitro test na osnovi imunokromatografije. Dizajniran je za brzo kvalitativno određivanje antigena SARS-CoV-2 virusa u prednjim brisevima nosa sa sumnjom na COVID-19 unutar prvih sedam dana od pojave simptoma. Brza SARS-CoV-2 antigen testna kartica ne smije se koristiti kao jedina osnova za dijagnosticiranje ili isključivanje infekcije virusom SARS-CoV-2. Djeci mlađoj od 14 godina treba pomogati odrasla osoba.

Sažetak

Novi koronavirusi pripadaju β rodu. COVID-19 je akutna respiratorna zarazna bolest. Ljudi su općenito osjetljivi. Trenutno su pacijenti zaraženi novim koronavirusom glavni izvor zaraze, zaražene osobe bez simptoma također mogu biti izvor zaraze. Na temelju trenutnog epidemiološkog istraživanja, razdoblje inkubacije je 1 do 14 dana, uglavnom 3 do 7 dana. Glavne manifestacije uključuju vrućicu, umor i suhi kašalj. Začepljenje nosa, curenje nosa, grloboj, bolovi u mišićima i proljev nalaze se u nekoliko slučajeva.

MATERIJALI U KUTIJU

komponente	Za 1 test/kutija	Za 5 Test/kutija	Za 20 Test/Kutija
Brza SARS-CoV-2 antigen testna kartica (pakirana u foliju vrećici)	1	5	20
Sterilni bris	1	5	20
Tuba za ekstrakciju	1	5	20
Otopina za ekstrakciju uzorka	1	5	20
Upute za uporabu (ovaj letak)	1	1	1
Stalak za tubu	1 (pakiranje)	1	1

IZVEDBE (OSJETLJIVOST I SPECIFIČNOST)

Brzi SARS-CoV-2 Antigen test usporedio je s potvrđenom kliničkom dijagnozom. Studija je uključivala 156 uzoraka.

osjetljivost	96,77%
specifičnost	99,20%
točnost	98,72%

Studija izvodljivosti pokazala je slijedeće:

- 99,10% ne-profesionalnih korisnika je provelo test bez potrebne pomoći

- 97,87% različitih vrsta rezultata ispravno je protumačeno

SMETNJE

Nijedna od slijedećih tvari u testiranoj koncentraciji nije pokazala nikakvo ometanje testa.

- 1. Pažljivo pročitajte ovaj vodič s uputama.
- 2. Nemojte koristiti proizvod nakon isteka roka trajanja.
- 3. Nemojte koristiti proizvod ako je vrećica oštećena ili nije zavarena.
- 4. Testni uređaj čuvajte na 4 do 30°C u originalnoj zatvorenoj vrećici. Ne smrzavati.
- 5. Proizvod treba koristiti na sobnoj temperaturi (15°C do 30°C). Ako je proizvod pohranjen u hladnom području (manje od 15 °C), ostavite ga na normalnoj sobnoj temperaturi 30 minuta prije upotrebe.
- 6. Rukovanje svim uzorcima kao potencijalno zaraznim.
- 7. Neodgovarajuće ili neprikladno prikupljanje uzorka, skidištenje i prijevoz mogu dati netočne rezultate ispitivanja.
- 8. Koristite briseve uključene u testni komplet kako biste osigurali optimalnu učinkovitost testa.
- 9. Ispravno užimanje uzorka najavljivani korak u postupku. Svakako prikupite dovoljnu količinu materijala (nosne sekrecije) s brisom, osobito za prednje užimanje nosa.
- 10. Ispušnite nos nekoliko puta prije užimanja uzorka.
- 11. Uzorak treba testirati što je prije moguće nakon užimanja brisa.
- 12. Kapi testnog uzorka nanesite samo na predviđeni otvor (S).
- 13. Previše ili premalo kapi otopine za ekstrakciju može dovesti do neželjenog rezultata testa.
- 14. Kada se koristi kako je predviđeno, ne smije doći do kontakta s otopinom za ekstrakciju. U slučaju kontakta s kožom, očima, ustima ili drugim dijelovima, isprati čistom vodom. Ako irritacija potraje, обратите se liječniku.
- 15. Djeci mlađoj od 14 godina treba pomogati odrasla osoba.

Ograničenja

1. Test se treba koristiti isključivo za kvalitativno otkrivanje SARS-CoV-2 virusnog antigaena u uzorcima prednjeg brisa nosa. Točna koncentracija SARS-CoV-2 virusnog antigaena ne može se utvrditi kao dio ovog testa.
2. Pravilno užimanje uzorka je kritično. Nepridržavanje postupka može rezultirati netočnim rezultatima ispitivanja. Nepravilno užimanje, skidištenje ili čak zamrzavanje i odmrzavanje uzorka može dovesti do netočnih rezultata ispitivanja.
3. Ako je virusno opterećenje uzorka ispod granice detekcije testa, test može proizvesti negativan rezultat.
4. Kao i kod svih dijagnostičkih testova, konačna klinička dijagnoza ne bi se trebala temeljiti na rezultatu jednog testa, već bi je liječnik trebao napraviti nakon procjene svih kliničkih i laboratorijskih rezultata.
5. Negativan rezultat ne isključuje virusnu infekciju SARS-CoV-2 i treba ga potvrditi molekularnim dijagnostičkim metodama ako se sumnja na COVID-19.
6. Pozitivan rezultat ne isključuje infekciju s drugim patogenima.
7. Brzi antigeni test SARS-CoV-2 može otkriti i održati i neživ SARS-CoV-2 materijal. Performanse brzog testa SARS-CoV-2 ovise o virusnom opterećenju i možda nisu u korelaciji s drugim dijagnostičkim metodama koje se izvode na istom uzorku.
8. Korisnici trebaju testirati uzorce što je prije moguće nakon prikupljanja uzorka i unutar dva sata od prikupljanja uzorka.
9. Osjetljivost za briseve nosa ili orofaringsa može biti niža od briseve nazofaringsa. Preporuča se uzimati uzroke nazofaringealnog brisa od strane zdravstvenih djelatnika.
10. Monoklonalska protutela mogu uzrokovati grešku otkrivanja ili otkriti s manje osjetljivosti SARS-CoV-2 virusu koji su prošli manje promjene aminokiselina u.
11. Količina antiga u uzorku može se smanjiti kako se trajanje bolesti povećava. Primjeri prikupljeni nakon 5-7 dana bolesti imaju veću vjerojatnost da će biti negativni u usporedbi s RT-PCR testom.
12. Test kit je potvrđen raznim brisevima. Korištenje alternativnih briseva može rezultirati lažno negativnim rezultatima.
13. Valjanost Brzog SARS-CoV-2 Antigen testa nije dokazana za identifikaciju/potvrdu izolacija kultura tkiva i ne smije se koristiti u tom svojstvu.
14. Unakrsna reaktivnost testnog uređaja procijenjena je testiranjem virusa i drugih mikroorganizama. Završne ispitne koncentracije virusa i drugih mikroorganizama dokumentirane su u Studiji o Medureaktivnosti. Prćeni virusi i drugi mikroorganizmi osim ljudskog SARS-koronavirusa nemaju utjecaja na rezultate testiranja testnog uređaja. Pozitivni rezultati testova ne isključuju infekcije s drugim patogenima. Pozitivni rezultati mogu se pojavit u slučajevima infekcije virusom SARS-CoV.

PRIPREMA

- Očistite i osušite ravnu površinu.
- Provjerite sadržaj testnog kompletta. Pobrinite se da ništa nije oštećeno ili slomljeno.
- Držite sat pri ruci.
- Ispušnite nos nekoliko puta prije užimanja uzorka.
- Operite ruke.

Raspolažanje

Testni komplet može se odlagati u ubočajenom kućnom otpadu u skladu s važećim lokalnim propisima.

POSTUPAK

Ovaj test je pogodan za ljude svih uzrasta. Preporučuje se da testiranje vrše osobe od 14 do 90 godina. Djeci mlađoj od 14 godina treba testirati odrasla osoba. Nemojte nastaviti s testiranjem ako dijete osjeća bilo kakvu bol.

1 Rotirajte poklopac bočice za ekstrakciju uzorka.
Oprez: Otvorite ga dalje od lica i pazite da ne prolijete tekućinu.

2 Istisnite svu tekućinu iz bočice u tubu za ekstrakciju.
Oprez: Izbjegavajte dodirivanje bočice uz tubu.

3 Mekani vrh Drška Pronadite bris u zatvorenom omotu unutar kompleta. Identificirajte mehani vrh brisa obložen ikaninom.

4 Pažljivo otvorite ambalažu brisa i nježno izvadite bris.
Oprez: Rukama nikada ne dirajte mehani vrh ikaninom brisa.

5 Pažljivo umetnite bris u jednu nosnicu. Vrh brisa treba umetnuti ne manje od 2,5 cm od ruba nosnice. Rotirajte bris 3-4 puta duž sluznice unutar nosnice. Ostavite bris u nosnicu nekoliko sekundi. Koristeci isti bris, ponovite ovaj proces za drugu nosnicu. Povucite bris iz nosne šupljine.
Oprez: Možete osjećati neugodno. Nemojte umetnuti bris dublje ako osjećate snažan otvor ili bol.

6 Stavite bris u tubu za ekstrakciju. Rotirajte bris tri do pet (3-5) puta. Ostavite bris u tubi sa ekstrakcijskom otopinom 1 minutu.

7 Prestima stisnite/uštipnite tubu za ekstrakciju i uklonite otopinu iz brisa što je više moguće.

8 Čvrsto postavite čep na tubu za ekstrakciju uzorka.

9 Donesite testnu karticu iz kompleta na sobnu temperaturu prije testiranja. Otvorite vrećicu i uklonite karticu. Stavite karticu na ravnu površinu.
Oprez: Nakon otvaranja, testna kartica mora se odmah koristiti.

10 Preokrenite ekstrakcijsku tubu i dodajte 3 kapi (oko 75 µL) testnog uzorka u otvor (S) laganim stiskanjem ekstrakcijske tube.
Oprez: Potrebno je izbjegavati stvaranje mjehurića zraka u otvoru (S).

11 Rezultate pročitajte u 15-20 minuta.
Oprez: Rezultati nakon 20 minuta možda neće biti točni.
Korišteni uređaj može se odlagati u ubočajenom kućnom otpadu u skladu s važećim lokalnim propisima.

TUMAĆENJE REZULTATA

Pozitivan

Ako se dvije obojene trake pojave: jedna obojena traka u Kontrolnoj zoni (C), a druga u Testnoj zoni (T) u roku od 15-20 minuta, rezultat testa je pozitivan.

Oprez: Bez obzira na to koliko je obojena traka u testnoj zoni (T), rezultat treba smatrati pozitivnim.

Negativan

Ako se jedna obojena traka pojavi u Kontrolnoj zoni (C), a u testnoj zoni (T) u roku od 15-20 minuta ne pojavi obojena traka, rezultat testa je negativan.

Nevažeći

Ako se linija boja ne pojavi u kontrolnom području (C) u roku od 15-20 minuta, test je nevažeći. Ponovite test s novim testom.

KONTROLA KVALITETE

Kontrolna linija je integrirani reagens i koristi se za kontrolu postupka. Kontrolna linija pojavljuje se kada je test ispravno izveden i reagensu su reaktivni.

ČESTO POSTAVLJANA PITANJA (NAJČEŠĆA PITANJA)

1. Kako funkcioniра detekcija?

N protein SARS-CoV-2 virusa reagira s prugastim premazom testne linije i, ako je prisutan, rezultira promjenom boje, odnosno pojavljuje se crvene linije. Stoga, ako uzorak ne sadrži virusne proteine ili antigene, neće biti crvene linije testiranja (T).

2. Kada bih se trebao/mogu testirati?

Možete se testirati imate li simptome ili ne. Studije pokazuju da ranija testiranja unutar prva 4 dana bolesti obično znače veće virusno opterećenje, koje je lakše otkriti. Budući da je rezultat testa valjan u određenom vremenu, testiranje treba ponoviti prema važećim preporukama.

3. Što može utjecati na moj rezultat testa? Na što trebam obratiti pozornost?

Svakako ispuštanje nosa više putu užimanja uzorka.

Prikupljeni uzorak bi trebao biti vidljiv (izlučevine nosa).

Obavite kompletan test odmah nakon užimanja uzorka.

Pažljivo slijedite upute za uporabu.

Nakapate kapi ekstrahirane otopine samo na otvor (S) na testu.

Priješ ili premalo kapi ekstrahirane otopine može dovesti do nevažećeg ili netočnog rezultata testa.

4. Testna traka je jasno obojena ili zamraćena? Koji je razlog za to?

Imate u vidu da se test ne smije provoditi s višom od 3 kapi uzorka jer je apsorpcija tekućine otopine može dovesti do nevažećeg rezultata.

5. Uzeo sam test, ali ne vidim kontrolnu liniju (C). Što da radim?

Vaš rezultat testa je nevažeći. Ponovite odgovor na pitanje 4 i ponovite test prema uputama za uporabu.

6. Nisam siguran da ću pročitati rezultat. Što da radim?

Da bi rezultat bio pozitivan, 2 ravne vodoravne linije moraju biti jasno vidljive u punoj širini otvora. Ako još uvijek niste sigurni u rezultatu, obratite se najbližoj zdravstvenoj ustanovi prema preporukama svojih lokalnih vlasti.

7. Moj rezultat je pozitivan. Što da radim?

Ako je vaš rezultat pozitivan i testni komplet jasno označava kontrolnu liniju kao i liniju za testiranje, obratite se najbližoj medicinskoj ustanovi prema preporukama lokalnih vlasti. Vaš rezultat testa može se dvaput provjeriti, a tijelo ili ustanova objasnit će odgovarajuće sljedeće korake.

8. Moj rezultat je negativan. Što da radim?

Ako rezultat komplet je negativan, takođe je negativan i kontrolna linija. Ako kontrolna linija ne pojavi ili je testna traka jasno zamraćena ili obojena, što je čini nečitljivom,