

FridaMom osnovni komplet za okrevanje po porodu, UDI: 081002877FSPKGYRGG800YQ, medicinski pripomoček (SI)

Komplet vključuje: Spodnje perilo za enkratno uporabo, hladne obkladke (**medicinski pripomoček**), obkladke za hlajenje presredka in peno iz nepozebnika za presredek. **Spodnje perilo za enkratno uporabo po porodu (4 kosi)**: Izjemno mehko, brezživo in raztegljivo spodnje perilo, ki diha in je oblikovano tako, da zadrži vložek (in druge obkladke za okrevanje), ne da bi pri tem ogrozilo udobje. Ne-mrežasti material iz mikrovlaknen je videti kot bombaž, vendar je namenjen za enkratno uporabo. Material: 60% netkanina, 30% celuloza, 10% spandeks. **Hladni obkladki (medicinski pripomoček)**: Namen: Za pogoste bolečine, oteklino in modrice. Navodila za uporabo: ko je obkladek še v plastični foliji, ga prepognite na pol (od zgoraj navzdol), dokler ne zaslišite, da se je notranja vrečka razpočila. Rahlo pretresite, da spodbudite hlajenje. Odlepite papirni trak in ga namestite v spodnje perilo. Sestavine: Calcium Ammonium Nitrate, Water, less than 28% nitrogen. **Obkladki za hlajenje presredka**: Sproščujoč občutek hlajenja sredi in zadaj z uporabo enega obkladka z nepozebnikom – brez škodljivih kemikalij, barvil ali dišav. Za boljše hlajenje obkladek zamenjajte z maxi obkladkom. Sestavine: Hamamelis Virginiana Water, Aqua, Glycerin, Sodium Lauroamphoacetate, 2-Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Benzoic Acid, Menthyl Lactate, Dehydroacetic Acid, Caprylic/Capric Triglyceride, Mentha Piperita Oil, Citric Acid, Sodium Citrate, Chamomilla Recutita Extract, Tocopherol. **Pena iz nepozebnika za presredek**: Ta pena iz nepozebnika v trenutku ohladi točno tam, kjer je potrebno, in pomiri območje presredka – brez škodljivih kemikalij, barvil ali dišav. Priporočena uporaba: (1) Peno nanesite neposredno na blazinico ali vložek, da zagotovite sproščujoče hlajenje in ublažite nelagodje. (2) Hranite pri sobni temperaturi ali v hladilniku za še boljši učinek hlajenja. Sestavine: Hamamelis Virginiana Water, Aqua, Glycerin, Sodium Lauroamphoacetate, 2-Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Caprylic/Capric Triglyceride, Mentha Piperita Oil, Citric Acid, Sodium Citrate, Chamomilla Recutita Extract, Tocopherol. Rok uporabnosti: odtisnjen na embalaži. **Opozorilo**: Spodnje perilo za enkratno uporabo po porodu: Po uporabi zavrzite. Izdelek ni primeren za pranje v pralnem stroju. Hladni obkladki: Hramba: Hranite pri sobni temperaturi. Izdelka ne izpostavljajte visokim temperaturam. Ne hranite v bližini virov toplote ali odprtega ognja. Ne hranite v hladilniku ali zamrzujte za ponovno uporabo. Hladilne terapije ne uporabljajte več kot 20 minut. V primeru težav s cirkulacijo ali sladkorne bolezni se pred uporabo posvetujte z zdravnikom. Ne sedite in se ne naslanjajte na hladen izdelek. Samo za zunanjo uporabo. Nenamerna uporaba obkladkov pri otrocih, starejših ali invalidih je nevarna. Tega izdelka ne poskušajte ponovno uporabiti z zamrzovanjem, ker lahko pride do ozeblin. Izdelka ne uporabljajte v primeru odprtih ran. V primeru zaužitja je treba popiti več kozarcev vode in nemudoma poiskati zdravniško pomoč. V primeru stika s kožo ali očmi temeljito sperite in se posvetujte z zdravnikom. Izdelek zavrzite, če je predrt ali pušča. Med uporabo spremljajte stanje kože. Pokazatelj naj bo vaša raven udobja. Hranite izven dosega otrok. Obkladki za hlajenje presredka: Samo za zunanjo uporabo. Pri uporabi tega izdelka: Preprečite stik z očmi. V primeru stika z očmi temeljito sperite z vodo. Ne prekoračite priporočene dnevnega odmerka, razen če vam tako naroči zdravnik. Tega izdelka ne vstavljajte v danko s prsti ali drugimi mehanskimi pripomočki ali aplikatorji. Prenehajte z uporabo izdelka in se posvetujte z zdravnikom, če: opazite rektalno krvavitve; se stanje v 7 dneh poslabša ali ne izboljša. Hranite izven dosega otrok. V primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč. Pena iz nepozebnika za presredek: Samo za zunanjo uporabo. Pri uporabi tega izdelka: Preprečite stik z očmi. V primeru stika z očmi temeljito sperite z vodo. Ne prekoračite priporočene dnevnega odmerka, razen če vam tako naroči zdravnik. Tega izdelka ne vstavljajte v danko s prsti ali drugimi mehanskimi pripomočki ali aplikatorji. Prenehajte z uporabo izdelka in se posvetujte z zdravnikom, če: opazite rektalno krvavitve; se stanje v 7 dneh poslabša ali ne izboljša. Hranite izven dosega otrok. V primeru zaužitja poiščite zdravniško pomoč. Proizvajalec: Frida Baby, LLC., 82 NE 26th Street, Miami, FL US 33137. Država porekla: Kitajska/Tajska /Izrael/ZDA. Uvoznik in distributor: MiniMe d.o.o., Tbilisjska ulica 59, 1000 Ljubljana, EU-Slovenija / email: info@minime.si / tel: +386 41 760 900

FridaMom osnovni komplet za oporavak nakon poroda, UDI: 081002877FSPKGYRGG800YQ, medicinski proizvod (HR)

Komplet vključuje: Donje rublje za enkratno uporabo po porodu, hladne obloge (**medicinski proizvod**), obloge za hlajenje medicine in pjenu od vještice lijeske za medicino. **Donje rublje za enkratno uporabo nakon poroda (4 para)**: Izuzetno mekano, bešavno i rasteljivo donje rublje prozračno oblikovano za držanje uložaka (i ostalih obloga za oporavak) na mjestu bez ugrožavanja udobnosti. Materijal od mikrovlakana bez mreža izgleda kao pamuk, ali je za jednokratnu upotrebu. Materijal: 60 % netkanog materijala, 30 % celuloze, 10 % spandeksa. **Hladni oblozi**: Namjena: Za ublažavanje bolove, oteklino i modrice. Upute za uporabu: dok je oblog još u plastičnom omotu, preklonite ga napola (odozgo prema dole) dok ne čujete puktanje unutarnje vrećice. Lagano protresite za poticanje hlajenja. Odlijepite papirnatu traku i namjestite ga u donje rublje. Sastojci: Calcium Ammonium Nitrate, Water, less than 28% nitrogen. **Oblozi za hlajenje medicine**: Opuštajući osjećaj hlajenja sprijeda i straga u jednom oblogu u vještichim lijeskom — bez štetnih kemikalija, bojila ili mirisa. Oblogu zamijenite maxi oblogom za bolje hlajenje. Sastojci: Hamamelis Virginiana Water, Aqua, Glycerin, Sodium Lauroamphoacetate, 2-Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Benzoic Acid, Menthyl Lactate, Dehydroacetic Acid, Caprylic/Capric Triglyceride, Mentha Piperita Oil, Citric Acid, Sodium Citrate, Chamomilla Recutita Extract, Tocopherol. **Pjena od vještice lijeske za medicino**: Ova pjena od vještice lijeske u trenutku hladi točno gdje vam je potrebno i smiruje područje medicine – bez štetnih kemikalija, bojila ili mirisa. Preporučena uporaba: (1) Pjenu nanesite izravno na uložak ili podlogu kako biste osigurali opuštajuće hlajenje i time smanjili nelagodje. (2) Čuvati na sobnoj temperaturi ili u hladnjaku za još bolje hlajenje. Sastojci: Hamamelis Virginiana Water, Aqua, Glycerin, Sodium Lauroamphoacetate, 2-Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Caprylic/Capric Triglyceride, Mentha Piperita Oil, Citric Acid, Sodium Citrate, Chamomilla Recutita Extract, Tocopherol. Rok trajanja: odtisnut na embalaži. **Upozorenje**: Donje rublje za jednokratnu uporabu nakon poroda: Bacite nakon uporabe. Proizvod nije primjeren za perilicu. Hladni oblozi: Čuvanje: Čuvati na sobnoj temperaturi. Proizvod nemojte izpostavljati visokim temperaturama. Čuvati dalje od topline ili otvorenog plamena. Nemojte hladiti ili zamrzavati za ponovnu uporabu. Ne primjenjujte terapiju hlajenja dulje od 20 minuta. U slučaju problema s cirkulacijom ili dijabetesom, prije uporabe upitajte svog liječnika. Nemojte sjediti ili naslanjati se na hladan proizvod. Samo za vanjsku uporabu. Opasno je nenamjerno korištenje obloga od strane djece, starijih ili nesposobnih osoba. Nemojte pokušavati ponovno koristiti ovaj proizvod smrzavanjem jer može doći do ozeblina. Nemojte koristiti u slučaju otvorenih rana. Ako se sadržaj proguta, popiti nekoliko čaša vode i odmah se obratiti hitnoj pomoći. U slučaju kontakta s kožom ili očima, temeljito isperite i obratite se liječniku. Odbacite proizvod ako je probušen ili iz njega curi. Pratite stanje kože tijekom nošenja. Neka vam razina udobnosti bude pokazatelj. Čuvajte izvan dohvata djece. Oblozi za hlajenje medicine: Samo za vanjsku uporabu. Prilikom uporabe ovog proizvoda: Izbjegavajte kontakt s očima. U slučaju kontakta s očima, temeljito isperite vodom. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu, osim ako vam to ne preporučuje liječnik. Nemojte stavljati ovaj proizvod u rektum prstima ili bilo kojim mehaničkim uređajem ili aplikatorom. Prestanite koristiti proizvod i obratite se liječniku u slučaju: Rektalnog krvarenja. Stanje se pogoršava ili se ne poboljšava u razdoblju od 7 dana. Čuvajte izvan dohvata djece. Ako se proguta, potražite liječničku pomoć. Pjena od vještice lijeske za medicino: Samo za vanjsku uporabu. Prilikom uporabe ovog proizvoda: Izbjegavajte kontakt s očima. U slučaju kontakta s očima, temeljito isperite vodom. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu, osim ako vam to ne preporučuje liječnik. Nemojte stavljati ovaj proizvod u rektum prstima ili bilo kojim mehaničkim uređajem ili aplikatorom. Prestanite koristiti proizvod i obratite se liječniku u slučaju: Rektalnog krvarenja. Stanje se pogoršava ili se ne poboljšava u razdoblju od 7 dana. Čuvajte izvan dohvata djece. Ako se proguta, potražite liječničku pomoć. Proizvođač: Frida Baby, LLC., 82 NE 26th Street, Miami, FL US 33137. Zemlje podrijetla: CN/TH/IL/USA. Uvoznik i distributor: MiniMe d.o.o., Tbilisjska ulica 59, 1000 Ljubljana, EU-Slovenija/email: info@minime.si/tel: +386 41 760 900

FridaMom komplet za oporavak posle porođaja, UDI: 081002877FSPKGYRGG800YQ, medicinsko sredstvo (SR)

Komplet sadrži: donje rublje za jednokratnu upotrebu, hladne jastučice (**medicinsko sredstvo**), jastučice za hlajenje medicine i penu od hamamelisa. **Donje rublje za jednokratnu upotrebu (4 komada)**. Izuzetno mekano, bešavno i rasteljivo donje rublje dizajnirano da zadrži uloške (i sve ostale slojeve za oporavak) na mestu bez ugrožavanja udobnosti. Materijal od mikrovlakana bez mreža deluje kao pamuk, ali je za jednokratnu upotrebu. Materijal: 60 % netkanog materijala, 30 % celuloze, 10 % spandeksa. **Hladni jastučići**: Namena: Za ublažavanje bolove, oteklino i modrice. Upustvo za upotrebu: dok je jastučić još uvek u plastičnom omotu, preklonite ga na pola (odozgo nadole) sve dok unutrašnja kesha ne ispusti zvuk „iskakanja“. Lagano protresite da biste započeli hlajenje. Odlepite papirnu traku da biste otkrili lepak i stavite je u donji veš. Sastojci: Calcium Ammonium Nitrate, Water, less than 28% nitrogen. **Jastučići za hlajenje perineuma**: Jastučići od hamamelisa pružaju olakšanje hlajenjem od napred ka pozadi u jednom listu- bez jakih hemikalija, boja i mirisa. Zamenite oblogu jastučića novim maksij jastučićem za olakšanje hlajenjem. Sastojci: Hamamelis Virginiana Water, Aqua, Glycerin, Sodium Lauroamphoacetate, 2-Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Benzoic Acid, Menthyl Lactate, Dehydroacetic Acid, Caprylic/Capric Triglyceride, Mentha Piperita Oil, Citric Acid, Sodium Citrate, Chamomilla Recutita Extract, Tocopherol. **Pena od hamamelisa za medicino**: Ova pena od hamamelisa trenutno hladi tačno tamo gde vam je potrebno i umiruje područje medicine- bez jakih hemikalija, boja i mirisa. Predložena upotreba: (1) Stavite penu direktno na podlogu ili jastučić kako biste obezbedili olakšanje i smanjili nelagodje. (2) Čuvati na sobnoj temperaturi ili u frižideru radi dodatnog hlajenja. Sastojci: Hamamelis Virginiana Water, Aqua, Glycerin, Sodium Lauroamphoacetate, 2-Phenoxyethanol, Sodium Benzoate, Benzoic Acid, Dehydroacetic Acid, Caprylic/Capric Triglyceride, Mentha Piperita Oil, Citric Acid, Sodium Citrate, Chamomilla Recutita Extract, Tocopherol. Datum isteka: odtisnuto na pakovanju. **Upozorenje**: Donje rublje za jednokratnu upotrebu: Odložite nakon upotrebe. Ne može se prati u mašini. Hladni jastučići: Uslovi skladištenja: čuvati na sobnoj temperaturi. Čuvati dalje od ekstremnih temperaturnih uslova. Čuvati dalje od toplote ili otvorenog plamena. Nemojte hladiti ili zamrzavati za ponovnu upotrebu. Ne primenjujte hladnu terapiju duže od 20 minuta. Pojedinci sa problemima cirkulacije ili dijabetesom treba da se konsultuju sa lekarom pre upotrebe. Ne sedite i ne naslanjajte se na hladno pakovanje. Samo za spoljnu upotrebu. Upotreba kompresora bez nadzora od strane dece, starijih ili nesposobnih osoba je opasna. Ne pokušavajte ponovo koristiti ovaj proizvod smrzavanjem jer može doći do ozeblina. Ne nanosite na otvorene rane. Ako se sadržaj proguta, popijte nekoliko čaša vode i odmah se obratite hitnoj pomoći. Ako je sadržaj izložen koži ili očima, temeljno isperite i konsultujte lekara. Odbacite ako je probušen ili curi. Pratite kožu tokom nošenja. Neka vam nivo udobnosti bude vodič. Držati van domašaja dece. Perinealne podloške za hlajenje: Samo za spoljnu upotrebu. Kada koristite ovaj proizvod: Izbegavajte kontakt sa očima. Ako dođe do kontakta, temeljno isperite vodom. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu, osim ako vam to nije preporučio lekar. Nemojte stavljati ovaj proizvod u rektum prstima ili bilo kojim mehaničkim uređajem ili aplikatorom. Prestanite sa upotrebom i pitajte lekara ako: Dođe do rektalnog krvarenja. Stanje se pogoršava ili ne poboljšava u roku od 7 dana. Čuvati van domašaja dece. Ako se proguta, potražite medicinsku pomoć. Perinealna pena od hamamelisa: Samo za spoljnu upotrebu. Kada koristite ovaj proizvod: Izbegavajte kontakt sa očima. Ako dođe do kontakta, temeljno isperite vodom. Nemojte prekoračiti preporučenu dnevnu dozu, osim ako vam to nije preporučio lekar. Nemojte stavljati ovaj proizvod u rektum prstima ili bilo kojim mehaničkim uređajem ili aplikatorom. Prestanite sa upotrebom i pitajte lekara ako: Dođe do rektalnog krvarenja. Stanje se pogoršava ili ne poboljšava u roku od 7 dana. Držati van domašaja dece. Ako progutate, potražite medicinsku pomoć. Proizvođač: Frida Baby, LLC., 82 NE 26th Street, Miami, FL US 33137. Zemlja porekla: CN/TH/IL/USA. Uvoznik i distributor: MiniMe d.o.o., Tbilisjska ulica 59, 1000 Ljubljana, EU-Slovenija/ email: info@minime.si/ tel: +386 41 760 900