


1. Namen uporabe naprave


- Predvidena uporaba: Naprava se uporablja za merjenje temperature na čelu človeškega telesa. Namenjena je uporabi pri ljudeh vseh starosti, razen pri nedonošenčkih in otrocih z nizko porodno težo.
- Kontraindikacije: ni nobene.

2. Sestava naprave

- Termometer sestavljajo: ohišje, senzor, zaslon in vezje.



- LCD zaslon



- Dodano Navodila

3. Pomembne varnostne informacije

Opozorila:

Rezultat meritve je zgolj informativen in ni nadomestilo za zdravniško diagnozo. Postavljanje samodiagnoze in zdravljenje na podlagi izmerjenega rezultata je lahko zelo nevarno. Upoštevajte navodila zdravnika.

1. Baterije shranjujte izven dosega otrok, saj so nevarne.
2. Če naprave ne uporabljate dlje časa (več kot 3 mesece), odstranite baterije, da preprečite njihovo razlitje.
3. Če obstaja razlika v temperaturi med mestom, kjer shranjujete napravo, in mestom, kjer izvajate meritve, pustite napravo v prostoru, kjer jo boste uporabljali vsaj 30 minut, da ne pride do nepravilnih rezultatov.
4. Pazite, da vam termometer ne pade v kakršnokoli tekočino, ne uporabljajte ga predolgo ob prevročih ali prehladnih temperaturnih pogojih. Termometra ne izpostavljajte udarcem, možnosti padca in stiku z ostrimi predmeti.
5. Baterij ne mečite v ogenj in jih ne postavljajte v bližino ognja, ker lahko eksplodirajo. Baterij ne uporabljajte, če izteka tekočina ali opazite plesen. Izrabljene baterije odvrzite v skladu z lokalnimi predpisi o odlaganju, da zaščitite okolje.
6. Ta naprava vsebuje občutljive elektronske dele, zato je ne izpostavljajte močnim elektromagnetnim dražljajem.
7. Naprave ne razstavljajte ali spreminjajte, ker lahko povzroči njeno napačno delovanje.
8. Če se pojavijo nepričakovani problemi, ki jih ne morete rešiti, se obrnite na prodajalca.

Pozor:

9. Meritev ne izvajajte z mokro napravo, saj lahko pride do nepravilnih rezultatov.
10. Pred uporabo termometra se prepričajte, da čelo ni potno in da na njem ni kozmetičnih izdelkov ali oljnih madežev. Naprave ne uporabljajte po tem, ko ste se okopali, telovadili ali zaužili obrok; počakajte 30 minut, da se telo umiri.
11. Med merjenjem ne izpostavljajte obraza direktnemu soncu, klimatski napravi ali grelniku, ker se lahko spremeni temperatura čela. Meritev izvajajte v normalnih pogojih.
12. Če je naprava mokra zaradi pare, počakajte, da se posuši, ali pa jo nežno obrišite z mehko suho krpo.
13. Če si pacient sam meri temperaturo, se priporoča merjenje blizu čela.
14. Prosimo, da pred uporabo pazljivo preberete navodila in se prepričate, da sta bateriji vstavljeni.


Ta naprava vsebuje baterije in elektronske odpadke za recikliranje. Za zaščito okolja, izdelka ne odlagajte med druge gospodinjne odpadke, ampak jih oddajte na zato določenih mestih.

4. Temperatura okolja za shranjevanje

- Okolje meritve:
Temperatura okolja: 10 °C (50 °F) do 40 °C (104 °C)
Relativna vlažnost: 15 % do 90 %RH (brez kondenzacije)
Zračni tlak: 70kPa do 106kPa
- Okolje shranjevanja pri prevozu:
Temperatura okolja: - 20 °C (-4 °F) do +55 °C (131 °F)
Relativna vlažnost: 15 % do 90 %RH (brez kondenzacije)
zračni tlak: 70kPa do 106kPa

5. Priprava in uporaba

- Namestitev baterij
Potisnite pokrov za baterije navzdol in vstavite bateriji v predalček za baterije. Naprava bo takoj začela s samopregledom. Bodite pozorni na pozitiven in negativen pol pri vstavljanju in pokrijte pokrov predalčka. Glej sliko:
- Nastavitev merske enote
V stanju izklopa pritisnite in držite gumb za vklop meritve 10 sekund " " , da se prikaže znak za enoto temperature; nato ponovno pritisnite gumb " " in izberite enoto temperature " °C " ali " °F " ; nato pritisnite in nekoliko zadržite gumb " " " Še enkrat, da potrdite izbiro.



- Meritev temperature človeškega telesa
1. Tipalo infrardečega termometra usmerite na sredino med obrvi; od 0 do 5 cm od čela.
- 2. Pritisnite gumb za vklop meritve " " . Po približno 1 sekundi bo termometer zavibriral in zapiskal in na zaslonu se bo prikazal rezultat meritve.



- Opombe:
1. Če je razdalja meritve več kot 5 cm, se na zaslonu pokaže znak "0-5"; termometer morate dati bližje k čelu. ! 0-5 !
 2. Če je razdalja meritve manj kot 5 cm, naprava samodejno izmeri temperaturo; po meritvi zavibira in po pisku se na zaslonu prikaže rezultat merjenja.
 3. Če je temperatura 37.6 °C (99.7 °F) ali višja, termometer trikrat neprekinjeno zapiska.
 4. Ko je izmerjeni rezultat zunaj merilnega obsega 32 °C - 43 °C (89.6 °F-109.4 °F), bo termometer trikrat neprekinjeno zapiskal; poskrbite, da je merjenje ustrezno in da je zunanje okolje v normalnih pogojih.

- Nastavitev vklopa / izklopa zvoka
Pritisnite gumb za vklop; ko se na zaslonu prikaže znak " " , je zvok izklopljen; ko se na zaslonu prikaže znak " " , je zvok vklopljen.

- Izklop naprave
1. Pritisnite gumb za vklop meritve " " in ga držite 3-5 sekund. Naprava se bo izklopila.
- 2. Naprava se samodejno izklopi, če 30 sekund ne izvedete nobenega dejanja.

6. Vzdrževanje naprave

Ker je izdelek naprava za večkratno uporabo, bodite pozorni na čiščenje in razkuževanje po uporabi. Če je naprava umazana, očistite senzor in tipala, sicer meritev ne bo točna.

- Čiščenje predela s senzorjem in lečo tipala: nežno obrišite senzor in lečo tipala s čisto mehko krpo ali vatirano palčko; ne čistite z drugim materialom, (str. 5) saj lahko pride do odrgnin leče ali do okvare naprave. Razkuževanje naprave in merilne glave : termometer in njegovo merilno glavo nežno obrišite z vatirano palčko, namočeno v 70% medicinski alkohol; napravo lahko uporabite, ko alkohol izhlapi.

8. Pomen varnostnih oznak

Simbol	Pomen
	Oprema z uporabljenimi deli tipa BF
	Opozorila in varnostni ukrepi
	Recikliranje polipropilena
	Proizvodnja
	Pooblaščen predstavnik v evropski skupnosti
	Upoštevajte navodila za uporabo
	Odpadna elektronska in električna oprema po direktivi 2002/96/EC
	Varno za uporabo in varstvo okolja za obdobje 10 let
	Zaščita pred trdnimi delci premera 12 mm in več, ter zaščita pred navpično padajočimi vodnimi kapljami, kadar je ohišje nagnjeno do 15 stopinj.
	Razpon temperature
	Razpon vlažnosti
	Razpon zračnega tlaka
	Ta stran navzgor
	Lomljivo
	Ni odporno proti dežju
	Ta naprava je skladna z določbami EC direktive 93/42/EEC o medicinskih pripomočkih
	Glejte navodila za uporabo
	Datum proizvodnje

9. Tehnični podatki

- Vir napajanja: DC 3V (2 AAA alkalni bateriji)
- Merilni razpon: 32.0°C - 43.0°C (89.6°F-109.4°F)
- Ločljivost zaslona: 0.1°C(0.1°F)
- Merilna natančnost: ± 0.2 °C (±0.4°F) v razponu od 35.0°C -42.0°C (95.0°F -107.6°F), ± 0.3°C (± 0.5°F) v razponu od 32.0°C-34.9°C (89.6°F -94.8°F) in 42.1°C -43.0°C (107.8°F -109.4°F)
- Zaščita pred električnim udarom: notranje napajana oprema
- Aplicirani del: X je tip BF
- Stanje delovanja: neprekinjeno
- Enote temperature: °C / °F
- Mesto merjenja: čelo
- Časovni interval vsake meritve: ≤ 1s.
- Čas merjenja: ≤ 1s.
- Stopnje zaščite pred vstopom tekočine: IP22
- Varnostna klasifikacija: naprave se ne sme uporabljati v bližini vnetljivih anestetskih plinov pomešanih z zrakom, kisikom ali dušikovim oksidom.
- Velikost izdelka: 149×38×42 mm
- Teža izdelka: približno 68g (brez baterije)
- Življenjska doba: 5 let
- Klinični termometer je direktna enota
- Cikel zamenjave baterij: novi bateriji uporabite za najmanj 3000 meritev

10. Zaznava telesne temperature

Normalna telesna temperatura je odvisna od posameznika in se spreminja tudi ob različnih časih v dnevu. Normalna telesna temperatura večine ljudi je navedena v nadaljevanju, samo za primerjavo (meritev Yuwell termometra se nanaša na aksilarno - pod pazduho):
Aksilarna temperatura: 36.0°C - 37.4°C / 96.8°F - 99.32°F
Oralna temperatura: 36.3°C- 37.2°C / 97.34°F -98.96°F
Rektalna temperatura: 36.9°C - 37.9°C / 98.42°F - 100.22°F

11. Menjava baterij

1. Zamenjava baterije: Ko se prikaže simbol " " , zamenjajte z dvema novima baterijama AAA; potegnite pokrov baterije navzdol in odstranite stare baterije. Vstavite nove baterije in jih poravnajte pravilno kot je označeno na notranji strani predalčka za baterije.
2. Če naprave dlje časa ne boste uporabljali, ji odstranite baterije, da se izognete poškodbam termometra zaradi uhajanja tekočine iz baterije.
3. Za zaščito okolja zavrzite izrabljene baterije na ustreznih zbirališčih v skladu z nacionalnimi ali lokalnimi predpisi.

12. Garancija

Družba YUWELL jamči za ta izdelek dve leti od dneva izročitve blaga potrošniku. Družba YUWELL jamči za pravilno sestavo, način izdelave in materiale tega izdelka. Med garancijskim obdobjem bo družba YUWELL brez stroškov dela ali stroškov dodatnih delov popravila ali zamenjala okvarjen izdelek ali okvarjene dele v največ 45 dneh od prejema izdelka.

Garancija velja na ozemeljskem območju Republike Slovenije.

Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.

Garancija ne zajema:
Stroškov popravil in/ali napak, ki bi nastale zaradi popravil s strani nepooblaščenih oseb.
Rednega preverjanja in vzdrževanja.
Odpovedi ali obrabe dodatkov oz. drugih priključkov, ki so ločeni od glavne naprave, razen če niso izrecno navedeni v garanciji zgoraj.
Stroškov zaradi zahtevka, ki ga ne moremo sprejeti (ti so plačljivi).
Kakršnekoli poškodbe, vključno z osebnimi, do katerih pride po nesreči ali zaradi nepravilne uporabe.
Deli izključeni iz garancije: baterije, cevi, tesnila, elektrode, razpršilna oprema, embalaže, torbice.

Če potrebujete garancijsko storitev, se obrnite na trgovca, pri katerem ste izdelek kupili ali na pooblaščenega distributerja družbe YUWELL. Naslov poiščite na ovoju izdelka/literature ali se obrnite na svojega specializiranega trgovca na drobno. Če imate težave z iskanjem oddelka storitev za stranke družbe YUWELL, se za informacijo obrnite na nas.
Popravilo ali zamenjava v skladu z garancijo ne pomenita podaljšanja ali obnove garancijskega obdobja.

Garancija bo odobrena samo, če vrnete cel izdelek skupaj z garancijsko kartico in originalnim računom / denarnim listkom s ceno, ki ga potrošniku izda trgovec na drobno. Garancijski list morate izpolniti v celoti, družba YUWELL pa si pridržuje pravico zavrniti garancijsko storitev, če bi podali nejasne informacije.

Popravilo, vzdrževanje in nadomestne dele zagotavljamo tri leta po poteku garancijskega roka.

Trajanje garancije: 2 leti

Termometer je umerjen (kalibriran) pri izdelavi. Če imate vprašanja o točnosti meritve temperature, se obrnite na prodajalca.

Ta izdelek ne povzroča alergičnih reakcij ne škoduje človeškemu telesu med normalno uporabo.

Izdelek - tip/model

Datum izročitve blaga

Naslov in žig prodajalca

Proizvajalca:
JIANGSU YUYUE MEDICAL EQUIPMENT & SUPPLY., LTD.
YunYang Industrial Park, DanYang, Jiangsu Province, P.R. China, 212300, družba YUWELL

Zastopa:
DIAFIT d.o.o., Spodnji Slemen 6, 2352 Selnica ob Dravi, Slovenija

1730207-0A

13. Elektromagnetno ujemanje

⚠ Prenosna RF komunikacijska oprema (vključno z zunanji napravami, kot so antenski kablji in zunanje antene) se ne sme uporabljati bližje kot 30 cm (12 palcev) do katerega koli dela, vključno s kablji, ki jih določa proizvajalec. v nasprotnem primeru se lahko poslabša zmogljivost te opreme.

⚠ Ta oprema ne nudi zadostne zaščite radiofrekvenčni komunikaciji. Uporabnik bo morda moral premestiti ali preusmeriti opremo.

⚠ Ko je ta instrument v uporabi, ga nikoli ne približujte drugim instrumentom in ga ne položite na druge instrumente. Če to morate narediti, se prepričajte, da instrument lahko deluje normalno.

Obstaja potencialno tveganje za motnje radijske frekvence med to napravo in drugimi napravami.

Če tako tveganje obstaja, najдите težavo in izvedite naslednje ukrepe:
1. Izklopite napravo in jo ponovno vklopite.
2. Spremenite smer naprave
3. Izdelek obrnite vstran od motečih naprav.


Test emisij	Skladnost
RF emisije CISPR 11	Skupina 1
RF emisije CISPR 11	Razred B

Test imunosti	Stopnja skladnosti
Elektrostatično praznjenje (ESD) IEC 61000-4-2	± 8kV kontakt ± 15 kV zrak
Moč frekvence (50Hz) magnetno polje IEC 61000-4-8	30A/m 50Hz ali 60Hz
Sevanje RF EM polja IEC 61000-4-3	10 V/m 80 MHz do 60 Hz 80% AM pri 1kHz

Testna frekvenca (MHz)	Pas (MHz)	Storitev	Modulacija
385	380-390	TETRA 400	Pulzna modulacija 18 Hz
450	430-470	GMRS 460, FRS 460	FM ±5 kHz odstopanje 1 kHz sinus
710	704-787	LTE pas 13,17	Pulzna modulacija 217 Hz
745			
780			
810	800-960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Band 5	Pulzna modulacija 18 Hz
870			
930			
1720	1700-1990	GSM 1800; TETRA 1900; GSM 1900; DECT; LTE pas 1, 3, 4, 25; UMTS	Pulzna modulacija 217 Hz
1845			
1970			
2450	2400-2570	Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n RFID 2450, LTE pas 7	Pulzna modulacija 217 Hz

5240	5100-5800	WLAN 802.11 a/n	Pulzna modulacija 217 Hz
5500			
5785			
Testna frekvenca (MHz)	Maksimalna moč (MHz)	Distanca (m)	Stopnja testa imunosti (V/m)
385	1,8	0,3	27
450	2	0,3	28
710	0,2	0,3	9
745			
780			
810	2	0,3	28
870			
930			
1720	2	0,3	28
1845			
1970			
2450	2	0,3	28
5240	0,2	0,3	9
5500			
5785			
OPOMBA: če je treba doseči nivo testa imunitete, se razdalja med oddajno anteno in ME opremo ali ME sistemom lahko zmanjša na 1m. Preskusno razdaljo 1m dovoljuje IEC61000-4-3. a) Za nekatere storitve so vključene le frekvence navzgoranje povezave. b) Nosilec mora biti moduliran s 50% močjo cikla signala kvadratnih valov. c) Kot alternativa FM modulaciji, se v najslabšem primer lahko uporabi 50% impulzna modulacija pri 18 Hz; čeprav ne predstavlja dejanske modulacije.			

yuwell



ZASTOPSTVO IN SERVIS
ZA SLOVENIJO

DIAFIT d.o.o.
Spodnji Slemen 6
2352 Selnica ob Dravi
Tel.:(n.c.): 02 / 674 08 50,
Fax.: 02 / 674 08 89
Veleprodaja:
02 / 674 08 51, 02 / 674 08 52
Servis: 02 / 674 08 60
E-pošta: info@diafit.si
www.diafit.si

YT-1
Infrardeči termometer

Navodila in tehnični podatki za brezkontaktni termometer



Zastopa in prodaja:
DIAFIT D.O.O., Spodnji Slemen 6, 2352 Selnica ob Dravi