

NAVODILO ZA UPORABO


sikapur[®]
med

LIP HERPES GEL

Medicinski pripomoček s čistim,
mineralnim silicijevim gelom

INFORMACIJE

Pred uporabo natančno in pazljivo preberite navodilo za uporabo in ga shranite za kasneje. Vsebuje pomembne informacije o uporabi tega medicinskega pripomočka. Če imate dodatna vprašanja, se posvetujete z vašim zdravnikom ali farmacevtom.

PODROČJE UPORABE

Kdaj lahko uporabite sikapur[®] med Lip Herpes Gel? sikapur[®] med Lip Herpes Gel uporabljajte zunanje:

- za zmanjšanje pekoče ali srbeče bolečine, ki je posledica herpesa na ustnici (Herpes labialis);
- kot pomoč in stimulacijo procesa celjenja.

NAČIN UPORABE

Kako pogosto in kako dolgo lahko uporabljate sikapur[®] med Lip Herpes Gel? Otroci in odrasli: po potrebi namažite sikapur[®] med Lip Herpes Gel na prizadeto področje kože oz. sluznice do 5 krat dnevno, od prvih opozorilnih znakov pojava herpesa pa vse dokler se mehurčki popolnoma ne zacelijo.

Kako pravilno uporabite sikapur[®] med Lip Herpes Gel? Iztisnite nekaj sikapur[®] med Lip Herpes Gela na bombažno paličico za čiščenje ušes ali na čisto konico prsta in previdno namažite prizadeto področje.

OPOZORILA ZA UPORABO

Iz higienskih razlogov in da bi se izognili širjenju infekcije, si umijte roke pred in po nanosu gela. Vsako tubo sikapur[®] med Lip Herpes Gela naj uporablja le ena oseba. Priporočljivo je, da po vsaki uporabi ustje tube

obrišete s čisto krpo. Pokrovček privijte nazaj na tubo čimprej po uporabi.

NEŽELENI UČINKI

Niso znani.

INTERAKCIJE Z DRUGIMI SREDSTVI

Niso znane.

KONTRAINDIKACIJE

Kdaj ne smete uporabljati sikapur[®] med Lip Herpes Gela? Kontraindikacije niso znane. Če ste preobčutljivi na katerokoli izmed sestavin sikapur[®] med Lip Herpes Gela, izdelka ne uporabljajte.

SHRANJEVANJE

sikapur[®] med Lip Herpes Gela ne uporabljajte po izteku roka uporabe, natisnjene na tubi in škatlici. sikapur[®] med Lip Herpes Gel lahko uporabljate šest mesecev po odprtju. Izdelek shranjujte pri temperaturi do 25 °C in zaščiteno pred zmrzovanjem. Hranite ga izven dosega otroških rok.








VSEBINA

Tuba vsebuje 5 g gela za zunanjo uporabo.

SESTAVA

Kaj vsebuje sikapur[®] med Lip Herpes Gel? Aktivna sestavina: 5 g sikapur[®] med Lip Herpes Gela vsebuje 4,7 g gela silicijeve kisline (silicijev gel). Pomožne sestavine: Hydrolite (pentilen glikol), karagenan, α -bisabolol, kalijev sorbat, raztopina citronske kisline.

RAZLAGA SIMBOLOV NA TUBI IN ŠKATLI

-  Proizvajalec
-  Uporabnost po odprtju v mesecih (M)
-  Temperaturno območje
-  Rok uporabnosti
-  Serijska številka
-  Preberite navodila za uporabo
-  Medicinski pripomoček

DATUM ZADNJE REVIZIJE NAVODILA

Oktober 2008

PROIZVAJALEC

Medopharm GmbH & Co. KG
79236 Ehrenkirchen, Nemčija
www.sikapur.de

 0297