

VšiVen[®] PLUS ZA ODSTRANJEVANJE NAGLAVNIH UŠI IN GNID

 **Pred uporabo natančno preberite navodilo.**

Dr. Müller
PHARMA

Naglavna uš je žuželka brez kril, ki živi samo na človeškem lasišču, najpogosteje pri otrocih starih 6-15 let. Prehranjuje se s človeško krvjo, katero sesa večkrat dnevno. Noge naglavne uši se končajo s kremplji, ki omogočajo, da se naglavna uš oklepa las. Samica izleže jajčeca (gnide) in jih z močnim lepilom pritrdi na lase ob koži. Iz gnid se po 7 dneh izležejo naglavne uši in takoj začnejo gristi lasišče ter sesati kri.

Naglavne uši se prenašajo ob tesnem stiku z okuženo osebo, najpogosteje med člani družine, med sorojenci ali med šolarji. Prisotnost naglavnih uši prepoznamo po izrazito srbečem lasišču ali žgečkanju, ki ga povzroča plazenje naglavnih uši po lasišču. Naglavna uš se razvija 17-25 dni; samice živijo do 5 tednov in izležejo 50-150 jajčec (gnid).

Okužbo je mogoče zanesljivo dokazati z odkritjem živih uši med prečesavanjem z gostim kovinskim glavnikom ali ob pregledu lasišča. Gnide najpogosteje najdemo na laseh za ušesi, v predelu senc in na tilniku. Naglavna uš je odporna na vse običajne higienske ukrepe. Za odstranjevanje naglavnih uši je potrebno uporabiti specializirane proizvode.

VšiVen[®] PLUS za odstranjevanje naglavnih uši in gnid je proizvod na osnovi silikonov. Silikoni, predvsem dimetikon, se pogosto uporabljajo v kozmetičnih proizvodih. Po lokalni uporabi niso opazili dražilnih učinkov na kožo. Proizvod ima izključno lokalni mehanizem delovanja, brez framakoloških učinkov. Proizvod ne vsebuje insekticidov, zaradi česar ne pride do pojava rezistence. Proizvod se lahko uporablja tudi pri nosečnicah in doječih materah ter pri otrocih starejših od 6 mesecev.

VšiVen[®] PLUS za odstranjevanje naglavnih uši in gnid je medicinski pripomoček namenjen lokalni uporabi na laseh in lasišču za odstranjevanje naglavnih uši (*Pediculus capitis*) in preprečevanje razvoja gnid. Proizvod je kombinacija sintetičnih in naravnih olj; vsebuje silkonsko olje, olje sladkega mandljevca, olje mareličnih jrdrc in vitamin E.

Proizvod je primeren za odrasle, nosečnice, doječe matere in otroke starejše od 6 mesecev.

Pomembno opozorilo:

Samo za zunanjo uporabo. V primeru zaužitja nemudoma poiščite zdravniško pomoč. Ne uporabljajte na poškodovani koži. Ne uporabljajte če ste alergični na katerokoli od navedenih sestavin. Ob pojavu resnih neželenih učinkov v povezavi z uporabo medicinskega pripomočka je le-te potrebno poročati proizvajalcu ali nacionalnemu pristojnemu organu (JAZMP). Izogibajte se stiku z očmi. Če pride proizvod v stik z očmi, oči temeljito sperite z veliko čiste hladne vode.

Kako se uporablja VšiVen[®] PLUS?

1. Pred uporabo **VšiVen[®] PLUS** preverite prisotnost naglavnih uši pri vseh družinskih članih. Vse osebe, pri katerih so naglavne uši prisotne, je treba zdraviti v istem dnevu, da se prepreči ponovni prenos.
2. Ramena osebe, pri kateri boste uporabili **VšiVen[®] PLUS**, prekrijte z brisačo.
3. Odvijte pokrovček aplikatorja. Raztopino nanesite na lase enakomerno od čela do vrha glave ter od vrha glave do ušes in tilnika. Potrebna količina raztopine je odvisna od tipa in dolžine las. Za lase, ki segajo do ramen, je potrebne 30-50 ml raztopine.
4. Nanesite zadostno količino raztopine na lase in lasišče. Raztopino dobro vtrite od korenin do konic las. Pustite delovati 15 minut. V primeru hujše okužbe z naglavnimi ušmi, lahko **VšiVen[®] PLUS** pustite delovati do 30 minut.
5. Lase temeljito izperite z uporabo vašega običajnega šampona in tople vode. Pri daljših laseh se priporoča uporaba balzama za lase.

6. Lase razčešite z navadnim glavnikom in jih razdelite na 1 cm široke pramene. Posamezne pramene večkrat prečešite s priloženim kovinskim glavnikom in odstranite odmrle naglavne uši in gnide. Lase začnite česati čim bližje koreninam las. Že prečesane pramene, s katerih ste odstranili naglavne uši in gnide, ločite od las, ki jih še niste prečesali.
7. Glavnik po vsaki uporabi operite s toplo vodo in milom. Po 9-10 dneh ponovite postopek odstranjevanja naglavnih uši, da odstranite morebitne novo izležene naglavne uši.
8. Operite vsa uporabljena oblačila, odeje in brisače pri temperaturi 60 °C. Razkužite vse glavnike, krtače za lase ipd. Posesajte in/ali pomijte tla. Vrečko po sesanju odstranite iz sesalca in zavržite.

Shranjevanje:

Shranjujte pri temperaturi od +5 °C do +25 °C. Shranjujte nedosegljivo otrokom! Ne uporabljajte po preteku roka uporabe, navedenega na embalaži. Po uporabi zaprite plastenko in jo shranite v originalni embalaži skupaj z navodilom za uporabo.

Sestavine:

dimetikon, tokoferil acetat, olje sladkega mandljevca (*Prunus Amygdalus Dulcis*), olje mareličnih jecrc (*Prunus Armeniaca*).

Vsebina pakiranja:

raztopina v plastenki z aplikatorjem + kovinski glavnik

Datum zadnje revizije: 22. junij 2023

Volumen: 120 ml



Preglejte navodila za uporabo!		Shranjujte pri temperaturi od +5 °C do +25 °C	
Številka serije		Ne onesnažujte okolja – embalažo odvrzite v primeren zabojnik	
Uporabno do		Proizvajalec	



Dr. Müller Pharma s.r.o.

U Mostku 182, 503 41 Hradec Králové, Češka
info@muller-pharma.cz, tel.: +420 495 809 111

www.muller-pharma.cz

Distributer:

Herbify d.o.o.

Šmartinska cesta 32, 1000 Ljubljana

info@herbify.me

**Dr. Müller
PHARMA**